



Guía de inicio rápido

Livio Edge AI | Livio AI | Livio



Productos estándar recargables

En Starkey,
creemos que
escuchar mejor
es vivir mejor.

Los audífonos **Livio Edge AI**,
Livio AI y **Livio Recargable** lo
ayudan a mantenerse conectado
con las personas y las cosas
que más ama. Estos audífonos
de 2.4 GHz ofrecen
la tecnología más avanzada
de Starkey con una
calidad y características
de sonido supremas,
personalizables para
satisfacer sus
necesidades auditivas únicas.



Aproveche al máximo sus audífonos

Visite starkey.com/care para obtener
herramientas y recursos adicionales que incluyen:

- Videos educativos
- Manuales de operación
- Folletos de productos



Carga de sus audífonos



- Por favor ponga sus audífonos en el cargador con la platina hacia abajo de manera que los postes de carga hagan contacto con el cargador.
- Sus audífonos se apagarán automáticamente y comenzaran a cargarse.
- Nota: los LED correspondientes a cada audífono:
 - Parpadeando en verde = carga
 - Color verde = completamente cargado
 - Rojo parpadeante = Estado de falla.Para reestablecer, quite los audífonos del cargador, espere hasta que el LED se apague y vuelva a insertar los audífonos. Si el estado de falla continúa, llame a su profesional de la audición.

- Cuando se carga sin el cable del cargador, los LED se apagan cuando los audífonos están completamente cargados para conservar la batería.
- La carga se produce con la tapa abierta o cerrada; los audífonos se cargarán completamente en menos de 3 1/2 horas.
- Es seguro almacenar los audífonos en el cargador después de que estén completamente cargados y en cualquier momento que no los esté usando.
- Los audífonos se encenderán automáticamente cuando se retiren del cargador.
- Para iluminar los LED cuando el cargador no está enchufado, retire un audífono de su puerto de carga durante tres segundos y luego vuelva a insertarlo. Los LED se iluminan durante 10 segundos antes de apagarse.
- La pastilla deshumidificadora provista será efectiva por 3 a 6 meses dependiendo de la humedad en los audífonos y la humedad. Cuando la pastilla deshumidificadora se desvanece de azul a blanco, debe ser reemplazada.
- Si no va a usar sus audífonos durante un período prolongado de tiempo (por ejemplo, semanas), retire tanto el enchufe del cargador como los audífonos de los puertos de carga. Deberá apagar manualmente los audífonos presionando el control de usuario de cada audífono durante tres segundos.

Encendido / apagado

ENCENDIDO - los audífonos se encenderán automáticamente después de quitarlos del cargador. Tardarán algunos segundos para darle tiempo a que los coloque sobre su oído.

ENCENDIDO - si el audífono se apaga manualmente, presionando el botón del audífono durante 3 segundos. Notará un retraso del encendido para darle tiempo de colocarlo en su oído.

APAGADO - los audífonos se apagarán automáticamente cuando se coloquen en el puerto de carga. La carga continuará.

APAGADO - los audífonos se pueden apagar manualmente presionando el interruptor basculante superior o inferior durante tres segundos.

Cuidado del sistema

CUIDADO DE SUS AUDÍFONOS

Mantenga limpio su audífono. El calor, la humedad y las sustancias extrañas pueden provocar un bajo rendimiento.

- Use un cepillo de limpieza o un paño suave para limpiar los desechos alrededor del control del usuario, el micrófono y el compartimento de la batería.
- Inspeccione el receptor, el audífono y el protector de cerumen regularmente.

- Nunca use agua, solventes, líquidos de limpieza o aceite para limpiar su audífono.

CUIDADO DEL CARGADOR

Mantenga limpio su cargador. El calor, la humedad y los materiales extraños pueden provocar un bajo rendimiento.

- Use el cepillo de limpieza provisto para mantener los puertos de carga y los micrófonos de los audífonos limpios y libres de residuos.
- No utilice agua, solventes ni líquidos de limpieza para limpiar los puertos de carga.
- Mantenga la tapa cerrada tanto como sea posible para evitar la acumulación de polvo y residuos.
- Guarde su cargador en un lugar limpio y seco, es decir, una cómoda o estante en lugar del baño o la cocina.

Para garantizar una vida útil más larga de las baterías recargables de sus audífonos y las baterías del cargador:

- Cargue completamente las pilas del audífono todas las noches.
- No lo exponga al calor excesivo, es decir, no lo almacene cerca de una ventana o en un automóvil.

Consejos útiles


- No desarme los audífonos ni inserte las herramientas de limpieza dentro de ellos.
- Cuando no esté en uso, coloque su audífono en el estuche y guárdelo en un lugar seco y seguro:
 - En un lugar seguro y seco
 - Lejos de la luz solar directa y el calor para evitar temperaturas extremas
 - Donde puedas encontrarlos fácilmente
 - Fuera del alcance de niños y mascotas

Hear clear Protector de cerumen


Los audífonos RIC cuentan con filtros de protección desechables para cerumen. Los innovadores protectores de cera evitan la acumulación de cerumen en el receptor del audífono. Cuando necesite reemplazar sus protectores de cera, siga las instrucciones a continuación:

1. Inserte el extremo vacío del bastón directamente en el protector de cera usado en el audífono.
2. Tire **hacia** afuera (no gire) el bastón para quitar el protector de cera usado.

3. Use el extremo opuesto del bastón para insertar firmemente el protector de cera limpio directamente en el audífono.
4. Tire **hacia** afuera (no gire) para quitar el bastón y desecharlo.




1



2



3



4

Descargar y conectarse a Thrive Hearing Control



La aplicación Thrive Hearing Control hace que sea fácil controlar y ajustar su audífono recargable de 2,4 GHz con su dispositivo Apple o Android compatible. Descargar y conectarse a la aplicación es fácil; consulte la **Guía del usuario de la aplicación Thrive Hearing Control** o visite starkey.com/thrivesupport para obtener información adicional, como:

- Sensores integrados y características con Inteligencia Artificial*
- Memorias automáticas y personalizadas
- Geoetiquetas
- SoundSpace
- Manejo del tinnitus
- Encuentra mis audífonos
- Alertas

Visite starkey.com/thrivesupport para obtener información acerca de la compatibilidad.

*Solo esta disponible para audífonos Livio Edge AI y Livio AI.

Información sobre audífonos

Modelo de audífono: _____

Número de serie: I _____ D _____

Número de serie del cargador: _____

Fecha de vencimiento de la garantía: _____

Ajustes de memorias, si aplica: _____

Memoria #	Ambiente / Situación auditiva	Sonido/Indicador
-----------	-------------------------------	------------------

Instrucciones especiales: _____

Profesional de la audición:

La especificación del producto se la puede proporcionar su Profesional de la Audición.

Atención Profesionales de la audición: Para conocer las especificaciones del producto, visite StarkeyPro.com/Livio-AI.

Clasificaciones M/T

	M	T
RIC Recargable	4	4
BTE Recargable	4	4

Notas

Para obtener información sobre la aplicación Thrive Hearing Control y la compatibilidad de iOS / Android, visite starkey.com/thrivesupport.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y otros países. App Store es una marca de servicio registrada de Apple Inc.

Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC.

El logotipo de Starkey, Starkey, Livio, el logotipo de Livio, Thrive, el logotipo de Thrive y SoundSpace son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.



Starkey.com

6700 Washington Ave. S.
Eden Prairie, MN 55344
1.800.328.8602

