


# Ihr Hörgerät App-Benutzerhand- buch



---

Erhalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Hörgeräte, um besser zu hören und besser zu

## Inhaltsverzeichnis

### 1. Loslegen

Kompatibilität.....	3
Koppeln mit Ihrem Apple-Gerät.....	4
Koppeln mit Ihrem Android-Telefon.....	5

### 2. Startseitenübersicht..... 6

### 3. Mein Gehör

Tinnitus.....	8
---------------	---

### 4. Sturzwarnung

Übersicht Sturzerkennung.....	10
Einen Kontakt einladen.....	11

### 5. Mehr

Über & Datenschutz.....	12
-------------------------	----

### 6. Zusätzliche Anleitung

Sicherheitsinformationen.....	13
Regulatorische Informationen.....	16

## Kompatibilität

Für beste Leistung empfehlen wir die Verwendung der aktuellsten für Ihr Gerät verfügbaren Softwareversion.

### **Apfel**

iPhone, iPad, iPod

- Die App läuft auf allen Versionen von iOS & iPadOS 16 oder neuer.

### **Android**

- Die App läuft auf allen Versionen von Android 8 oder höher.

## Verbinden Ihrer Hörgeräte mit Ihrem Apple-Gerät

1. Stellen Sie auf Ihrem Gerät sicher, dass **Bluetooth** ist **EIN**.
2. Wählen Sie **Einstellungen > Bedienungshilfen > Hörgeräte**.
3. Schalten Sie Ihre Hörgeräte **aus** und dann **ein**, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
4. Unter **MFI HÖRGERÄTE** sollten Sie Ihre Hörgeräte sehen (z. B. „Janes Hörgeräte“). Tippen Sie darauf.
5. Tippen Sie auf **Koppeln** für jedes Hörgerät (**RECHTS und LINKS**). Die Kopplung ist abgeschlossen.
6. Öffnen Sie die **Hörgeräte-App**, und folgen Sie dann den Anweisungen, um bei Bedarf Ihr Konto zu erstellen und Ihre Hörgeräte zu verbinden.

## Verbinden Ihrer Hörgeräte mit Ihrem Android-Gerät


1. Tippen Sie auf das **Einstellungen-Symbol** auf Ihrem Gerät.
2. Stellen Sie auf Ihrem Gerät sicher, dass **Bluetooth** ist **EIN**.
3. Schalten Sie Ihre Hörgeräte **aus** und dann **ein** , um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
4. Öffnen Sie die **Hörgeräte-App**, und folgen Sie dann den Anweisungen, um bei Bedarf Ihr Konto zu erstellen und Ihre Hörgeräte zu verbinden.
5. Wenn Sie Ihre Hörgeräte auf dem Bildschirm sehen, wählen Sie das Kästchen neben jedem Hörgerät aus (**RECHTS und LINKS**).
6. Tippen Sie auf **VERBINDEN**. Die Kopplung ist abgeschlossen.

## Startseitenübersicht

Finden Sie die wichtigsten Funktionen, die Ihre Nutzung des Hörgeräts auf dem **Startbildschirm**.

1. Linke & rechte Batteriestandsanzeigen
2. Intelligenter Assistent\*
3. Programm ändern
4. Programm in Verwendung
5. Programmeinstellungen
6. Edge-Modus+: *Sofortige Klangänderungen\**
7. Programme
8. Mein Hören: *Selbsttest, Meine Hörgeräte finden, zusätzliche Toneinstellungen*
9. Stummschalten
10. Lautstärkereglern
11. Zubehör: *Sehen Sie sich Streaming-Optionen für verfügbare kabellose Zubehörteile an.*
12. Getrennte Lautstärkeregelung
13. Startseite
14. Gesundheit: *Überwachen Sie das Gehör und die körperliche Aktivität\**
15. Lernen: *Personalisierte Tipps, Videos und mehr*

\*Funktion kann je nach Hörgeräte-Modell variieren



## Tinnitus

"**Tinnitus**" ist ein "Klingeln" oder ein anderer kontinuierlicher Ton in Ihrem Ohr, den nur Sie hören können. Ihre App kann helfen, Tinnitus zu lindern, indem sie Technologie verwendet, die beruhigende Klänge über Ihre Hörgeräte abspielt. Diese können helfen, die Tinnitus-Geräusche zu überdecken.

### Um den von Ihrem Hörakustiker programmierten Tinnitus-Bildschirm zu verwenden:

1. Auf dem **Startbildschirm**, tippen Sie auf die **Meine Hörfunktion-Taste**.
2. Das **Mein Hören-Menü** erscheint. Tippen Sie auf Tinnitus.



**Tinnitus**



3. Passen Sie die **Lautstärke** oder **Geschwindigkeit** der Tinnitus-Linderungsklänge an Ihre persönlichen Bedürfnisse an.

### Um die Lautstärke der Komfortgeräusche zu steuern:

1. Stellen Sie sicher, dass die **Registerkarte "Lautstärke"** geöffnet ist. (Diese Registerkarte sollte standardmäßig geöffnet sein.)

2. Bewegen Sie die **rechten** (rechtes Hörgerät) und **linken** (linkes Hörgerät) **Schieberegler** um die **Lautstärke** der Komfortgeräusche anzupassen:

- Für **WENIGER Lautstärke**, bewegen Sie die Regler **NACH LINKS**.
- Für **MEHR Lautstärke**, die Regler **RECHTS**.

**Um die Geschwindigkeit der Komfortgeräusche zu steuern:**

1. Tippen Sie auf die **Geschwindigkeits-Registerkarte**.
2. Bewegen Sie die **rechten** (rechtes Hörgerät) und **linken** (linkes Hörgerät) **Schieberegler** , um die Geschwindigkeit und Variation der Komfortklänge anzupassen:
  - Für **WENIGER Geschwindigkeit/Variation**, bewegen Sie die Schieberegler **NACH LINKS**.
  - Für **MEHR Geschwindigkeit/Variation**, bewegen Sie die Schieberegler **RECHTS**.

## Übersicht Sturzalarm

**Sturzalarm\*** hilft Ihnen sicher zu bleiben, wenn Sie stürzen, indem es Freunde, Familie oder andere benachrichtigt. Dies sind Ihre Sturzalarm-Kontakte.

### Wie Fall Alert funktioniert

Ihre Hörgeräte erkennen, wenn Sie stürzen. In diesem Fall werden Sie durch eine Nachricht über Ihre Hörgeräte benachrichtigt.

### Weiter:

Nach einem kurzen Countdown sendet diese App eine Alarm-SMS an Ihre Kontakte für Sturzalarme. Diese enthält Details zu Ihrem Sturz und eine Karte Ihres Standorts.

Sie hören auch einen "**Alarm gesendet**"-Indikator und erhalten eine **Bestätigungsnachricht**, dass Ihr Alarm gesendet wurde.

Ihr Kontakt für den Sturzalarm erhält eine Alarm-SMS von dieser App, die ihn über Ihren Sturz informiert. Nachdem er diese erhalten hat, hören Sie einen "**Alarm empfangen**"-Hinweis über Ihre Hörgeräte.

### Abbrechen einer Sturzwarnung

Stornieren Sie eine **Alarm-SMS** an Ihren Kontakt, indem Sie **eine beliebige Taste** an Ihren Hörgeräten drücken.

*\*Funktion kann je nach Hörgeräte-Modell variieren.*

Oder tippen Sie auf **Abbrechen, mir geht es gut** auf dem **Timer-Bildschirm**, bevor der Countdown endet. Wenn abgebrochen, hören Sie einen "**Alarm abgebrochen**"-**Indikator** über Ihre Hörgeräte.

## Einen Kontakt einladen

Richten Sie Sturzalarme ein, indem Sie einen Kontakt einladen, der im Falle eines Sturzes per Alarm-SMS benachrichtigt werden kann.

### Um die Sturzerkennung einzurichten:

1. Auf dem **Startbildschirm**, tippen Sie auf die **Gesundheitstaste**.
2. Der **Gesundheitsbildschirm** erscheint. Tippen Sie auf **Wellness > Sturzalarm**.

3. Erfahren Sie auf den ersten 2 **Begrüßungsbildschirmen**.
4. Auf dem **dritten Bildschirm**, füllen Sie die **Kontakt**daten.
5. Tippen Sie auf **Senden** , um sie einzuladen, Ihr Sturzalarm-Kontakt zu werden.
6. Der **Bildschirm "Einladung gesendet"** bestätigt, dass die Einladungsnachricht an Ihren Kontakt gesendet wurde. (Er ermöglicht Ihnen auch, einen weiteren Kontakt für die Sturzwarnung hinzuzufügen.)

## Über & Datenschutz

Ihr **Info- & Datenschutz**bildschirm ermöglicht es Ihnen, Informationen über diese App, Benutzerleitlinien und Vereinbarungen einzusehen. Diese umfassen:


### Über

Dies gibt Ihnen Informationen über den Zweck Ihrer App und den App-Hersteller, Starkey Laboratories, Inc.

### Datenschutzerklärung

Dies beschreibt Ihr Recht auf Privatsphäre in Bezug auf die persönlichen Daten oder Informationen, die Sie in diese App eingeben. Diese Richtlinie entspricht den Datenschutz- und Schutzgesetzen.

## Sicherheitsinformationen

 **VORSICHT:** Die Klangwiedergabe sollte weder unangenehm noch schmerzhaft sein. Sie sollten die Lautstärke verringern oder das Gerät abnehmen, wenn der Klang unangenehm laut oder schmerzhaft ist. Wenn Sie die Lautstärke ständig reduzieren müssen, sollten Sie Ihr Gerät weiter anpassen.

### WICHTIGER HINWEIS FÜR POTENZIELLE HÖRGERÄTEBENUTZER:

Es ist eine gute gesundheitliche Praxis für eine Person mit Hörverlust, vor dem Kauf eines verschreibungspflichtigen Hörgeräts eine medizinische Untersuchung durch einen zugelassenen Arzt (vorzugsweise einen Arzt, der auf Erkrankungen des Ohrs spezialisiert ist) durchführen zu lassen. Zugelassene Ärzte, die auf Erkrankungen des Ohrs spezialisiert sind, werden oft als Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Otologen oder Otorhinolaryngologen bezeichnet. Der Zweck der medizinischen Untersuchung besteht darin, sicherzustellen, dass alle medizinisch behandelbaren Zustände, die das Hören beeinträchtigen können, erkannt und behandelt werden, bevor das Hörgerät gekauft wird.

Nach der medizinischen Untersuchung wird Ihnen der Arzt eine schriftliche Bescheinigung ausstellen, die bestätigt, dass Ihr Hörverlust medizinisch beurteilt wurde und dass Sie als Kandidat für ein Hörgerät in Betracht gezogen werden können. Der Arzt wird Sie gegebenenfalls an einen Audiologen oder Hörgeräteakustiker zur Hörgeräteanpassung überweisen.

Der Audiologe oder Hörgeräteakustiker wird eine Hörgerätebewertung durchführen, um Ihre Hörfähigkeit mit und ohne Hörgerät zu beurteilen. Die Hörgerätebewertung ermöglicht es dem Audiologen oder Akustiker, ein Hörgerät auszuwählen und an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.


Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer Fähigkeit haben, sich an die Verstärkung anzupassen, sollten Sie sich nach der Verfügbarkeit eines Probe-Miet- oder Kaufoptionsprogramms erkundigen. Viele Hörgeräteakustiker bieten inzwischen Programme an, die es Ihnen ermöglichen, ein Hörgerät für eine bestimmte Zeit gegen eine geringe Gebühr zu tragen, wonach Sie entscheiden können, ob Sie das Hörgerät kaufen möchten.

In einigen Regionen ist vor dem Kauf eines verschreibungspflichtigen Hörgeräts eine medizinische Untersuchung erforderlich. Einige Bundesstaaten erlauben es Erwachsenen, auf die medizinische Untersuchung zu verzichten.

Ein Hörgerät stellt das normale Hören nicht wieder her und verhindert oder verbessert keine Hörbeeinträchtigung, die durch organische Ursachen bedingt ist. Die Verwendung eines Hörgeräts ist nur ein Teil der Hörrehabilitation und muss möglicherweise durch Hörtraining und Lippenleseunterricht ergänzt werden. In den meisten Fällen ermöglicht eine seltene Nutzung des Hörgeräts dem Benutzer nicht, den vollen Nutzen daraus zu ziehen.

Einige Nutzer von Hörgeräten haben berichtet, dass sie beim Telefonieren mit Mobiltelefonen

ein Summen in ihrem Hörgerät wahrnehmen, was darauf hindeutet, dass das Mobiltelefon und das Hörgerät möglicherweise nicht kompatibel sind. Es ist allgemein bekannt, dass Mobiltelefone potenzielle Störquellen für Hörgeräte darstellen. Ihre Starkey-Hörgeräte wurden auf die Einhaltung von zwei Normen getestet, die die Immunität von Hörgeräten gegenüber digitalen drahtlosen Geräten definieren, und erfüllen die Anforderungen der ANSI C63.19-2019 sowie die Kriterien für die Benutzerkompatibilität gemäß IEC 60118-13:2019.

 **VORSICHT:** Wenn das Gerät auf die maximale Ausgangsleistung eingestellt ist und über die unten empfohlenen Zeiträume hinaus getragen wird, kann die Schallenergieexposition des Patienten die zulässigen Lärmbelastungsgrenzen überschreiten. Dieses Instrument ist für eine maximale tägliche Nutzungsdauer von sechzehn (16) Stunden bei maximaler Ausgangsleistung vorgesehen.

## KONZEPTE UND VORTEILE DER TINNITUSTHERAPIE


Die Multiflex-Tinnitus-Technologie kann als Teil eines Tinnitus-Behandlungsprogramms verwendet werden.

Die Multiflex-Tinnitus-Technologie gibt ein weißes Rauschen über das Hörgerät wieder.

Die Multiflex-Tinnitus-Technologie wird entsprechend Ihrem Hörverlust und Ihren Vorlieben programmiert, und Ihr Hörakustiker kann die Einstellungen der Multiflex-Tinnitus-Technologie an Ihre Bedürfnisse anpassen.


Die Multiflex-Tinnitus-Technologie kann vorübergehend Linderung bei Ihrem Tinnitus verschaffen.

 **WARNUNG** Auto Alert erkennt möglicherweise nicht 100 Prozent aller Stürze

 **WARNUNG** Das Verringern der Empfindlichkeit der automatischen Alarmfunktion kann verhindern, dass einige Stürze von Ihrem Sturzalarm-System erkannt werden. Zum Beispiel kann der automatische Alarm einen Sturz nicht erkennen, wenn:

- Die Empfindlichkeitseinstellung ist für den Benutzer nicht geeignet.
- Der Fall ist sehr langsam, oder man rutscht allmählich hinunter.
- Du stehst auf und beginnst sofort nach einem Sturz zu gehen.

Zur Erinnerung: Sie können eine manuelle Alarmierung auslösen, wenn die automatische Alarmierung einen Sturz nicht erkennt. Die manuelle Alarmierung muss von Ihrem Hörakustiker konfiguriert werden, bevor sie verwendet werden kann.

 **WARNUNG** Auto Alert kann Fehlalarme auslösen. Um zu verhindern, dass Fehlalarm-SMS an Ihre Kontakte gesendet werden, können Sie den Alarm entweder über Ihr Smartphone oder durch Drücken der Benutzersteuerung an einem der Hörgeräte abbrechen.

**⚠️ WARNUNG** Um Kommunikationsfehler bei Sturzmeldungen zu reduzieren:

- Ihr(e) Hörgerät(e) müssen eingeschaltet, gekoppelt und über Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbunden sein\* verbunden sein.
- Das mobile Gerät muss eingeschaltet sein, und die Thrive-App muss geöffnet sein (im Vordergrund oder Hintergrund).
- Das mobile Gerät muss eine Verbindung zum Internet haben (über ein Mobilfunknetz oder WLAN).

### **Meldung von unerwünschten Ereignissen**

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit Ihrem Starkey-Gerät aufgetreten ist, sollte Ihrem örtlichen Starkey-Vertreter und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie niedergelassen sind, gemeldet werden. Ein schwerwiegender Vorfall wird definiert als jede Fehlfunktion, Verschlechterung der Eigenschaften und/oder Leistung des Geräts oder Unzulänglichkeit in der Bedienungsanleitung/Etikettierung des Geräts, die zum Tod oder zu einer ernsthaften Verschlechterung des Gesundheitszustands des Benutzers führen könnte ODER dies bei Wiederholung tun könnte.

### **Verwendungszweck**

Die Hörgeräte-Mobile-Anwendung ist ein medizinisches Softwaregerät, das es dem Benutzer ermöglicht, die Lautstärke, die Speicherwahl, Stummschaltung/Aufhebung der Stummschaltung, das Starten/Stoppen des Medien-Streamings sowie die Tinnitus-Maskierungsfunktion der Starkey 2,4-GHz-Drahtlos Hörgeräte aus der Ferne zu steuern. Sie bietet außerdem eine Schnittstelle für Mobiltelefone für diese Hörgeräte und ermöglicht dem Benutzer, sein iOS- oder Android-Gerät als Audiostreaming-Gerät zu verwenden.

### **Anwendungsgebiete**

Die Hörgeräte-Mobile-Anwendung ist ein optionales Programm, das für Patienten vorgesehen ist, die Starkey 2,4-GHz-Funkhörgeräte verwenden und ein iOS- oder Android-Gerät als Fernbedienung, Mobiltelefon-Schnittstelle oder Medien-Streamer nutzen möchten.

### **Beabsichtigter Benutzer und Benutzerumgebung**

Laienpersonen in einer häuslichen Umgebung.

### **Klinischer Nutzen**

Die Hörgeräte-Mobile-App selbst bietet keinen direkten klinischen Nutzen. Ein indirekter klinischer Nutzen wird dadurch erzielt, dass die Hörgeräte ihre beabsichtigte Funktion erfüllen können.

## Regulatorische

Für Service oder Reparatur wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Hörgeräteakustiker. Falls erforderlich, können Sie Ihre Hörgeräte an folgende Adresse senden:



**Hersteller gemäß FDA und EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745**  
**Starkey Laboratories, Inc.**

6700 Washington Ave. South Eden Prairie, MN 55344 USA [www.starkey.com](http://www.starkey.com)

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

**Starkey Laboratories (Deutschland) GmbH UK Bevollmächtigte**

Weg beim Jäger 218-222  
22335 Hamburg  
Deutschland

**Person:**

Starkey UK William F.  
Austin House Pepper Rd,  
Hazel Grove Stockport  
SK7 5BX, UK [www.starkey.com](http://www.starkey.com)

<b>CH</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

**QUNIQUE GmbH**

Bahnhofweg 17  
5610 Wohlen  
Schweiz

**Hersteller gemäß Health  
Canada**

Starkey Labs Canada Co.  
2476 Argentia Road, Suite 301  
Mississauga, ON L5N 6M1  
[www.starkeycanada.ca](http://www.starkeycanada.ca)

## **Gebrauchsanweisung gilt für Folgendes:**

### **Meine Starkey Mobile App:**

- Starkey kabellose Hörgeräte - Genesis AI, Edge AI, G Series AI, Omega AI

### **Meine Audibel Mobile App:**

- Audibel kabellose Hörgeräte - Intrigue AI, Vitality AI, A Series AI, Aris AI

### **Hear Circle Mobile App:**

- NuEar Drahtlose Hörgeräte - NE NXG KI, Edge KI, NE Serie KI, Nobel KI
- MicroTech Drahtlose Hörgeräte - MT NGX AI, Edge AI

## **Sicherheitshinweis**

Patientendaten sind vertraulich und deren Schutz ist wichtig, daher beachten Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Smartphones mit den neuesten Sicherheitsupdates des Betriebssystems auf dem neuesten Stand gehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre installierte App-Version auf dem neuesten Stand ist.
- Verwenden Sie Starkey-Apps nur aus offiziellen Stores mit Ihren Hörgeräten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie starke Passwörter verwenden und Ihre Zugangsdaten vertraulich behandeln.
- Stellen Sie sicher, dass installierte Apps nur die Berechtigungen haben, die sie benötigen.
- Vermeiden Sie Bluetooth-Kopplungen in öffentlichen Bereichen, um unerwünschte Störungen durch Dritte zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein jailbroken Telefon, um sicherzustellen, dass Daten jederzeit sicher bleiben.
- Schützen Sie Ihre Smartphone-Backups vor Datenverlust und Diebstahl.
- Entfernen Sie alle Daten vom Smartphone, wenn es nicht mehr von Ihnen verwendet wird oder entsorgt werden soll.

Bitte beachten Sie, dass dies keine vollständige Liste ist.

Symbol	Symbolbedeutung	Anwendbarer Standard	Symbolnummer
	Hersteller	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Importeur	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.8
	Herstellingsland	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Herstellungsdatum	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Katalognummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Seriennummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Medizinisches Gerät	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Trocken halten	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperaturgrenze	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Feuchtigkeitsbegrenzung	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Vorsicht	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Allgemeines Warnzeichen	EC 60601-1, Referenz-Nr. Tabelle D.2, Sicherheitszeichen 2	ISO 7010-W001
	Siehe Bedienungsanleitung/Heft	EC 60601-1, Referenz-Nr. Tabelle D.2, Sicherheitszeichen 10	ISO 7010-M002
	Getrennt sammeln	RICHTLINIE 2012/19/EU (WEEE)	Anhang IX
	Geräte der Klasse II	IEC 60417 Referenz-Nr. Tabelle D.1	Symbol 9 (IEC 60417-5172)
	Regulatorische Konformitätskennzeichnung (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	k.A.
	UKCA-Kennzeichnung	SI 2002 Nr. 618, in der jeweils geltenden Fassung (UK MDR 2002)	k.A.
	Gitteki Mark	Japanisches Rundfunkgesetz	k.A.
	Gleichstrom	IEC 60601-1 Referenz Nr. Tabelle D.1	IEC 60417-5031
	Recyclingsymbol	Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates	Anhang I-VII
	Recyclingsymbol für elektrische Geräte und tragbare Batterien	Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates	Anhang I-VII
	NOM-Zertifizierungssymbol	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabelle D.3	Code 2
	Schutzgrad	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabelle D.3	Code 2
	Korea KCC Kennzeichen		
	Übersetzung	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.8
	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung oder konsultieren Sie die elektronische		
	Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz, Medizinprodukteverordnung (MedPV)		

\*Nur für kabellose





Spezifische Leistungsdaten von Hörgeräten und drahtlose Informationen finden Sie in den Datenblättern unter <https://eifu.starkey.com/eifu/>.



2797



---

Für Informationen darüber, wie wir Benutzerdaten schützen, besuchen Sie bitte [www.starkey.com/privacy-and-terms](http://www.starkey.com/privacy-and-terms).

Android und Google Play sind Marken von Google LLC. Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch Starkey erfolgt unter Lizenz.

Die Verwendung des "Made for Apple"-Abzeichens bedeutet, dass ein Zubehör speziell für die Verbindung mit dem im Abzeichen genannten Apple-Produkt bzw. den Apple-Produkten entwickelt wurde und vom Entwickler zertifiziert ist, die Apple-Leistungsstandards zu erfüllen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards. Apple, das Apple-Logo und der App Store sind Marken von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

TeleHear, Hear Share und Edge Mode sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. P00000145 11/25 BKL3162-05-EN-XX Patent: [www.starkey.com/patents](http://www.starkey.com/patents)