

Ihr StarLink Edge TV-Streamer Bedienungsanleitung



Zubehör für:

Audiofähige Bluetooth®-Low-Energy-Hörgeräte

P00007355

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen TV-Streamer!

Ihr TV-Streamer ist so konzipiert, dass er Audio von verschiedenen elektronischen Audioquellen – wie *Fernsehern, Computern, MP3-Playern, DVD-Playern und Kabelboxen* – direkt auf Ihre drahtlosen Hörgeräte streamt.

Er kann gleichzeitig Audio an eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern streamen, sodass sie dasselbe Hörerlebnis teilen können.

Verwenden Sie diese einfache Anleitung, um zu beginnen.

Inhaltsverzeichnis

1. Kennenlernen Ihres TV-Streamers

Kennenlernen Ihres TV-Streamers.....	4
Einrichtung Ihres TV-Streamers.....	6
Verwendung Ihres TV-Streamers.....	10

2. Anleitung zur Fehlerbehebung.....12


3. Zusätzliche Hinweise

Verwendungszweck.....	15
FCC-Informationen.....	17
Informationen zu den gesetzlichen Vorschriften.....	18


Kennenlernen Ihres TV-Streamers

Übersicht

1. **Netzschalter**
Schaltet den TV-Streamer **AUS/EIN**.
2. **Schaltfläche „Koppeln“**
Zum Koppeln Ihrer Hörgeräte.
3. **Anzeigeleuchte**
Zeigt den Betriebsstatus des TV-Streamers an.
4. **Netzteilbuchse (USB-C)**
Für das Netzteil.
5. **Optische TOSLINK-Buchse**
Für das optische TOSLINK-Kabel.
6. **Analogbuchse**
Für das 3,5-mm-RCA-Kabel.



Rückseite des TV-Streamers



Einrichtung Ihres TV-Streamers

Strom EIN/AUS

Nach dem Einstecken blinkt eine weiße Anzeige 4 Sekunden lang und leuchtet dann dauerhaft. Ihr TV-Streamer ist eingeschaltet.

Schalten Sie Ihren TV-Streamer mit dem Netzschalter **EIN** oder **AUS**:

- **EIN** – Drücken Sie den Netzschalter. Lassen Sie ihn los, wenn die Anzeigeleuchte weiß leuchtet.
- **AUS** – Drücken Sie den Netzschalter. Eine rote Anzeige leuchtet 2 Sekunden lang auf und schaltet sich dann aus.

Zum Koppeln mit Hörgeräten

Bevor Sie Ihren TV-Streamer zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ihn mit Ihrem/Ihren Hörgerät(en) koppeln. So kann Ihr Zubehör Ihre Hörgeräte erkennen, damit sie zusammen funktionieren können.

SCHRITT 1: Schalten Sie Ihren TV-Streamer EIN

SCHRITT 2: Schalten Sie Ihre Hörgeräte AUS und EIN.

- **Für CROS-Hörgerätesysteme:** Schalten Sie Ihr Hörgerät und den CROS-Sender **AUS**. Schalten Sie anschließend Ihr Hörgerät **EIN**, aber lassen Sie den CROS-Sender **AUS**.







SCHRITT 3: Koppeln Sie Ihren TV-Streamer mit Ihrem/Ihren Hörgerät(en):

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hörgeräte nicht mit Bluetooth®-Geräten in der Nähe verbunden sind:
 - Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon **AUS**.
 - Schalten Sie alle bereits mit Ihren Hörgeräten gekoppelten drahtlosen Zubehörteile **AUS**.
2. Platzieren Sie Ihre Hörgeräte innerhalb von 15 cm (6 Zoll) von Ihrem TV-Streamer. Je näher, desto besser.


3. Drücken Sie die Taste **Koppeln** am TV-Streamer. Die Anzeigeleuchte beginnt grün zu blinken.
 - **HINWEIS:** Das Audio-Streaming wird während dieses Schritts vorübergehend gestoppt.
4. Die grüne Leuchte leuchtet bei erfolgreicher Kopplung 2 Sekunden lang für jedes Hörgerät.

So schließen Sie Ihren TV-Streamer an eine elektronische Audioquelle an

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Audioquelle an Ihren TV-Streamer anzuschließen. Sehen Sie sich Ihre elektronische Audioquelle (z. B. Fernseher, Computer, MP3-Player, DVD-Player oder Kabelbox) genau an, um festzustellen, welche AUDIO OUT-Optionen sie hat.


	Stecken Sie das Kabel in die AUDIO OUT-Buchse an Ihrer elektronischen Audioquelle.	Schließen Sie das andere Ende des Kabels an der Rückseite des TV-Streamers an.
Optischer TOSLINK 		Buchse B verwenden 
Analog RCA-zu-3,5 mm 		Buchse C verwenden 

- Entfernen Sie die Kunststoffkappen von beiden Enden des optischen TOSLINK-Kabels.



- Schließen Sie das optische TOSLINK-Kabel an die Audio-OUT-Buchse an Ihrer elektronischen Audioquelle an. Schalten Sie Ihre elektronische Audioquelle EIN.
 - HINWEIS:** Wenn sich keine TOSLINK Audio-OUT-Buchse an Ihrer elektronischen Audioquelle befindet, versuchen Sie es mit einer anderen elektronischen Audioquelle oder mit dem 3,5-mm-RCA-Kabel.


- Schließen Sie das andere Ende des optischen TOSLINK-Kabels an die optische TOSLINK-Buchse auf der Rückseite des TV-Streamers an.



- Stecken Sie das Netzteil in die Wand.



- Stecken Sie das Netzteil in die Netzteilbuchse auf der Rückseite des TV-Streamers.




- Ihr TV-Streamer ist einsatzbereit!

- Schalten Sie Ihren Fernseher ein und starten Sie den TV-Stream auf Ihre Hörgeräte in der My Starkey-App mit einer Benutzersteuerung (wenn Ihr Fachmann eine eingerichtet hat) oder mit Ihrer bevorzugten Fernbedienungstaste.



- Die LED leuchtet während des Streamings blau.

Typische Einrichtung



Fertig! Gehen Sie zur nächsten Seite, um mit der Verwendung Ihres TV-Streamers zu beginnen.

Verwendung Ihres TV-Streamers

SCHRITT 1: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hörgeräte eingeschaltet sind.

Stellen Sie vor dem ersten Audio-Streaming sicher, dass Ihre Hörgeräte mit Ihrem TV-Streamer gekoppelt sind. Siehe S. 6.

SCHRITT 2: Schalten Sie Ihren TV-Streamer ein (weiße LED ist zu sehen)

SCHRITT 3: Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Stream zu starten/stoppen:

- **Mobile App für Hörgeräte:** Öffnen Sie die App auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet. Wählen Sie die Option zum Starten/Stoppen des Streamings vom Bildschirm **Zubehör** aus.
- **Funkfernbedienung:** Falls Ihr Gerät von einem Hörakustiker konfiguriert wurde, drücken Sie die Taste Favorit. 
- **Benutzersteuerung für Hörgeräte:** Falls Ihr Gerät von einem Hörakustiker konfiguriert wurde, kann eine bestimmte Geste (z. B. ein langes Drücken oder ein Doppeltippen auf einer Benutzersteuerung) das Streaming starten/stoppen.

Erinnerung – Das Audio-Streaming stoppt, wenn ein eingehendes Audiosignal (d. h. ein Telefonanruf) erkannt wird.

Verwenden Sie Ihren TV-Streamer mit audiofähigen Low-Energy (LE)-Bluetooth-Hörgeräten

SCHRITT 1: Schalten Sie Ihren TV-Streamer ein.

SCHRITT 2: Navigieren Sie auf Ihrem audiofähigen Bluetooth-LE-Gerät (d. h. Smartphone, Computer usw.) zum Broadcast-Locator-Bildschirm von Auracast™.

SCHRITT 3: Wählen Sie den TV-Streamer aus der Liste der verfügbaren Streams aus. Der TV-Streamer hat einen eindeutigen Namen, der sich unten am TV-Streamer befindet (d. h. TV-XXXXXX).

SCHRITT 4: Wenn Sie von Ihrem LE Audio-Gerät dazu aufgefordert werden, geben Sie den Broadcast-Code ein, der sich auch unten auf dem TV-Streamer befindet, um auf den Stream zuzugreifen.

- **HINWEIS:** Audio wird automatisch gestreamt.

Anzeigeleuchte

Die Anzeigeleuchte zeigt die aktuelle Betriebsart Ihres TV-Streamers an:

Status der Anzeigeleuchte	Betriebsstatus
Weiß blinkend	Wenn angeschlossen
Durchgehend weiß	EIN und kein Streaming
Blinkt grün zu grün	Wird gekoppelt/gekoppelt
Blinkt grün zu rot	Kopplung fehlgeschlagen; siehe S. 6
Durchgehend blau	Streaming
Durchgehend rot (2 Sek.)	Wird ausgeschaltet
Keine Anzeigeleuchte	AUS

Anleitung zur Fehlerbehebung

Probleme mit Ihrem TV-Streamer? Probieren Sie diese Tipps aus. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösungen
Ein (oder beide) Hörgeräte fallen unerwartet aus dem Audiostreaming heraus.	Hörgeräte können sich am Rand des Funkbereichs befinden.	Nähern Sie sich dem TV-Streamer.
	Akkuladezustand im Hörgerät kann Audiostreaming nicht mehr unterstützen.	Tauschen Sie die Hörgerätebatterie gegen eine neue aus.
	Der TV-Streamer ist möglicherweise nicht für ein optimales Streaming positioniert.	Richten Sie den TV-Streamer räumlich neu aus, indem Sie ihn ein paar Grad nach rechts oder links drehen.
	Große Gegenstände wie Möbel oder eine Wand können das Signal verschlechtern.	Für eine optimale Leistung sollten sich Ihre Hörgeräte in Sichtlinie zum TV-Streamer befinden.

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Anzeigeleuchte leuchtet durchgehend blau, aber in den Hörgeräten sind keine gestreamten Töne zu hören.	Hörgeräte befinden sich nicht im Funkbereich.	Nähern Sie sich dem TV-Streamer.
	Der Audiostream muss manuell gestartet werden, um in den Hörgeräten gehört zu werden.	Starten Sie den Audiostream manuell über Ihre mobile Hörgeräte-App, Funkfernsteuerung oder Hörgeräte-Benutzersteuerung.
	Hörgeräte sind nicht mit dem TV-Streamer gekoppelt.	Siehe <i>Mit Hörgeräten koppeln</i> auf S. 6.
Eigentlich sollte ich Audio-Streaming hören, aber meine Anzeigeleuchte leuchtet durchgehend weiß.	Audiokabel kann an „audio IN“ an der elektronischen Audioquelle angeschlossen werden.	Stellen Sie sicher, dass das Kabel in die Buchse „audio OUT“ an der elektronischen Audioquelle eingesteckt ist.
	Kein eingehendes Audiosignal verfügbar.	Schalten Sie die elektronische Audioquelle ein.
	Die Ausgabe der elektronischen Audioquelle hat nicht das richtige Format.	Setzen Sie die digitale Ausgabe Ihrer elektronischen Audioquelle auf PCM oder Dolby Audio.

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Anzeigeluchte leuchtet durchgehend rot.	Möglicher Fehlerzustand.	Ziehen Sie das Netzteil aus der Buchse A, warten Sie 5 Sekunden und stecken Sie das Netzteil wieder ein.
Gestreamtes Audio ist nicht mit dem Fernsehbild synchronisiert.	Viele neue Fernseher (z. B. HDTVs) benötigen viel Zeit für die Verarbeitung des Videosignals, so dass sie das Audio verzögern können, um die Synchronisation aufrechtzuerhalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie eine andere Audioausgangsbuchse (für die möglicherweise ein anderes Kabel erforderlich ist) an Ihrem Fernseher. • Verwenden Sie eine andere elektronische Audioquelle. Wenn Sie z. B. gerade eine Kabelbox verwenden, versuchen Sie es mit dem Audio-OUT an einem Fernseher oder umgekehrt. • Einige elektronische Audioquellen (z. B. Fernseher oder A/V-Empfänger) verfügen über eine integrierte Option zur Anpassung der Zeitabfolge von Audio und Video.

Zusätzliche Hinweise

Verwendungszweck

Der TV-Streamer ist ein Zubehör für ein drahtloses 2,4-GHz-Hörgerät mit Luftleitung. Er ist als drahtloser Tonsender von einem Fernseher oder einer anderen elektronischen Audioquelle direkt zu einem Luftleitungshörgerät bestimmt.

Der TV-Streamer entspricht den strengsten Normen der internationalen elektromagnetischen Verträglichkeit. Trotzdem ist es möglich, dass Störungen durch Stromleitungen, Metalldetektoren an Flughäfen, elektromagnetische Felder von anderen medizinischen Geräten, Funksignale und elektrostatische Entladungen auftreten.

Für den TV-Streamer ist die Reinigung mit einem mit Seifenwasser angefeuchteten Tuch vorgesehen.

Wenn Sie andere medizinische Geräte verwenden oder implantierbare medizinische Geräte wie Defibrillatoren oder Herzschrittmacher tragen und befürchten, dass Ihr TV-Streamer Ihr Hörgerät stören könnte, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder den Hersteller Ihres medizinischen Gerätes, um Informationen über das Störungsrisiko zu erhalten.

Ihr TV-Streamer darf nicht während einer MRT-Untersuchung oder in einer Überdruckkammer oder in sonstigen Umgebungen mit hohem Sauerstoffgehalt verwendet werden.

Ihr TV-Streamer ist nicht offiziell für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, wie sie in Kohlebergwerken oder bestimmten Chemiefabriken zu finden sind.

Verwendung in Flugzeugen

Ihr TV-Streamer sollte nicht im Flugzeug verwendet werden, es sei denn, dies wird ausdrücklich vom Fluggesellschaft gestattet.

Internationale Nutzung

Ihr TV-Streamer ist für den Betrieb mit einer für Ihr Land oder Ihre Region spezifischen Funkfrequenz zugelassen und seine Verwendung wird möglicherweise nicht außerhalb Ihres Landes oder Ihrer Region genehmigt. Beachten Sie, dass der Betrieb auf internationalen Reisen Störungen anderer elektronischer Instrumente verursachen kann oder dass andere elektronische Geräte Ihren TV-Streamer stören können.



Der TV-Streamer sollte innerhalb der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereiche von -40 °C (-40 °F) bis +60 °C (140 °F) und 10 % bis 95 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert und transportiert werden.

Die Höhengrenzen liegen bei 70 kPa bis 106 kPa (entspricht Höhenlagen von 380 m (1200 Fuß) unter dem Meeresspiegel bis 3000 m (10.000 Fuß).

Das TV-Gerät ist für den Betrieb in Innenräumen im Temperaturbereich von 0 °C (32 °F) bis 40 °C (104 °F) vorgesehen.

Klinischer Nutzen

Das Zubehör selbst bietet keinen direkten klinischen Nutzen. Ein indirekter klinischer Nutzen wird dadurch erzielt, dass es damit dem übergeordneten Gerät (drahtloses Hörgerät) ermöglicht, seinen beabsichtigten Zweck zu erfüllen.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, folgende Warnhinweise zu geben:

⚠️ WARNUNG: Die Verwendung des TV-Streamers direkt neben anderen elektronischen Geräten sollte vermieden werden, da dies zu Leistungseinbußen führen kann. Wenn eine solche Verwendung erforderlich ist, achten Sie darauf, ob Ihr Hörgerät und die anderen Geräte normal funktionieren.

⚠️ WARNUNG: Die Verwendung von Zubehör, Komponenten oder Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller des TV-Streamers bereitgestellt werden, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen und zu einer verminderten elektromagnetischen Störfestigkeit und zu Leistungseinbußen führen.

⚠️ WARNUNG: Wenn tragbare Hochfrequenz-Kommunikationsgeräte näher als 30 cm (12 Zoll) von Ihrem Hörgerät entfernt verwendet werden, kann dies zu Leistungseinbußen bei Ihrem Hörgerät führen. Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie sich von den Kommunikationsgeräten.

Obwohl der TV-Streamer nicht offiziell für den Schutz gegen das Eindringen von Staub oder Wasser zertifiziert (IP-zertifiziert) ist, wurde er gemäß IEC 60529 auf die Schutzart IP 5X getestet. Das bedeutet, dass der TV-Streamer vor Staub geschützt ist.

Der TV-Streamer enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Öffnen oder modifizieren Sie ihn nicht.

Schließen Sie den TV-Streamer nicht an Geräte an, die nicht in dieser Benutzeranleitung beschrieben sind.

Die erwartete Lebensdauer des TV-Streamers beträgt 5 Jahre.

Beschreibung der drahtlosen Technik

Der StarLink Edge TV-Streamer funktioniert im 2,4- bis 2,4835-GHz-Band mit einer maximalen effektiven abgestrahlten Leistung von 21 dBm (Nordamerika), 10 dBm (Rest der Welt), mit dem Übertragungsmodulationstyp GFSK und einer Bandbreite von 2 MHz. Der Funkbereich des Empfängers hat eine Bandbreite von 2 MHz.

Der TV-Streamer wurde nach den folgenden Emissions- und Störfestigkeitsprüfungen getestet und hat diese bestanden:

- IEC 60601-1-2-Anforderungen für Strahlungs- und Leitungsemissionen für ein Gerät der Gruppe 1, Klasse B, wie in CISPR 11 angegeben.
- Oberwellenverzerrung und Spannungsschwankungen, die sich auf die Stromquelle auswirken, wie in Tabelle 2 von IEC 60601-1-2 angegeben.
- HF-Störfestigkeit bei einer Feldstärke von 10 V/m zwischen 80 MHz und 2,7 GHz sowie bei höheren Feldstärken von Kommunikationsgeräten, wie in Tabelle 9 in IEC 60601-1-2 angegeben.
- Störfestigkeit gegenüber Magnetfeldern bei einer Feldstärke von 30 A/m und gegenüber in der Nähe befindlichen Magnetfeldern, wie in Tabelle 11 von IEC 60601-1-2 angegeben.
- Störfestigkeit gegenüber ESD-Werten von +/- 8 kV bei Leitungsentladung und +/- 15 kV bei Luftentladung.

- Störfestigkeit gegenüber schnellen elektrischen Transienten am Eingang der Stromquelle mit einem Niveau von +/- 2 kV bei einer Wiederholungsrate von 100 Hz.
- Störfestigkeit gegen Überspannungen an der Stromquelle von +/- 1 kV Leitung zu Leitung.
- Störfestigkeit gegenüber durch HF-Felder an der Stromquelle induzierte Leitungsstörungen, wie in Tabelle 6 von IEC 60601-1-2 angegeben.
- Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen an der Stromquelle, wie in Tabelle 6 von IEC 60601-1-2 angegeben.

MELDUNG UNERWÜNSCHTER EREIGNISSE AN DIE EU

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit Ihren Geräten aufgetreten ist, sollte Ihrem örtlichen Starkey-Vertreter und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie ansässig sind, gemeldet werden. Ein schwerwiegender Zwischenfall ist definiert als jede Fehlfunktion, Verschlechterung der Eigenschaften und/oder Leistung des Gerätes oder Unzulänglichkeit im Benutzerhandbuch/in der Kennzeichnung des Gerätes, die zum Tod oder zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustands des Benutzers führen könnte ODER dies bei einem erneuten Auftreten tun könnte.

FCC-Informationen

HINWEISE ZUR FUNKTECHNIK

FCC ID:EOA-24TVE

IC: 6903A-24 TVE (Modelle 810 und 811)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regelungen sowie den kanadischen ISED-Normen für lizenzfreie RSS. Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb des Gerätes verursachen können. FCC und ISED Kanada verlangen, dass dieses Produkt mindestens 20 cm (8 Zoll) vom Körper einer Person entfernt gehalten werden muss.

HINWEIS: Der Hersteller ist für Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs, die durch unbefugte Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht verantwortlich. Solche Veränderungen können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerätes erlischt.

Hiermit erklärt Starkey Laboratories, Inc., dass der StarLink Edge TV-Streamer die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist unter den folgenden Adressen und unter docs.starkeyhearingtechnologies.com erhältlich.

Hiermit erklärt Starkey Laboratories, Inc., dass der StarLink Edge TV-Streamer den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 in der geänderten Fassung entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung des Vereinigten Königreichs ist unter den folgenden Adressen und unter docs.starkeyhearingtechnologies.com erhältlich.

Informationen zu den gesetzlichen Vorschriften

 **Starkey Laboratories, Inc.**
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Deutschland) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Deutschland

Autorisierte Person im Vereinigten Königreich:
Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, UK
www.starkey.co.uk



Elektromüll muss gemäß den örtlichen Vorschriften behandelt werden.



Bedienungsanleitung konsultieren



Trocken halten

Hinweise zur Entsorgung von elektronischen Altgeräten

Starkey Laboratories, Inc. empfiehlt, die EU verlangt, und die Gesetze Ihrer Gemeinde können vorschreiben, dass Ihr TV-Streamer über das örtliche Recycling-/Entsorgungsverfahren für Elektronikgeräte entsorgt wird.

Geben Sie dieses Handbuch bitte bei der Entsorgung Ihres TV-Streamers mit.

Symbol	Bedeutung des Symbols	Anwendbare Norm	Symbol-Nummer
	Hersteller	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Herstellungsdatum	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Bestellnummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Seriennummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Medizinprodukt	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Trocken halten	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperaturbereich	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Feuchtigkeitsbereich	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Achtung	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Allgemeines Warnzeichen	EC 60601-1, Referenz-Nr. Tabelle D.2, Sicherheitsschild 2	ISO 7010-W001
	Siehe Betriebsanleitung/Handbuch	EC 60601-1, Referenz-Nr. Tabelle D.2, Sicherheitsschild 10	ISO 7010-M002
	Getrennt recyceln	RICHTLINIE 2012/19/EU (WEEE)	Anhang IX
	Schutzklasse 2	IEC 60417 Referenz-Nr. Tabelle D.1	Symbol 9 (IEC 60417-5172)
	Zulassungskonformitätszeichen (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	Nicht zutreffend
	Giteki-Markierung	Japanisches Radiorecht	Nicht zutreffend
	Gleichstrom	IEC 60601-1 Referenz-Nr. Tabelle D.1	IEC 60417-5031
	Recycling-Symbol	Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates	Anhang I-VII



StarLink und Starkey sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und die Nutzung dieser Marken durch Starkey erfolgt unter Lizenz. Die Auracast™-Wortmarke und Logos sind Marken von Bluetooth SIG. Die Nutzung dieser Marken durch Starkey erfolgt unter Lizenz.

©2024 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. P00007355 8/24 BKLT3226-00-DE-XX
Patent: www.starkey.com/patents