

Micrófono Remoto +

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Visión general	2
Uso básico	6
Uso diario	8
Uso del Micrófono Remoto +.	10
Emparejamiento con audífonos	11
Emparejamiento con dispositivos Bluetooth	13
Uso del botón de modo de entrada.	14
Micrófono Remoto.	14
Teléfono y audio Bluetooth	15
Sistema de circuito	17
Sistema FM	17
Entrada de línea.	17
Iniciar/detener transmisión de audio	18
Montaje del adaptador de corriente	19
Solución de problemas.	20
Información sobre seguridad	23
Avisos sobre normativas	26

El Micrófono Remoto + está diseñado para transmitir audio desde diferentes fuentes de audio directamente a sus audífonos inalámbricos de 2,4 GHz.

Cuando lo usa un interlocutor distante en ambientes ruidosos, el Micrófono Remoto + funciona como un dispositivo de escucha asistida. El Micrófono Remoto + también puede interactuar con las siguientes fuentes de audio:

- Perfil Bluetooth A2DP (por ejemplo, música)
- Perfil manos libres Bluetooth (llamadas telefónicas)
- Sistemas de circuito
- Sistemas FM
- Audio de entrada de línea


Transmisión: audio o sonido transmitido de forma inalámbrica desde el Micrófono Remoto + directamente a sus audífonos.

Contenido del paquete

- Micrófono Remoto +
- Adaptador de potencia
- Cable USB a microUSB
- Manual de instrucciones

Accesorios opcionales

- Receptor Europin FM
- Cable de entrada de línea (n.º de pieza 91259-000)
- Cordón (n.º de pieza 91324-000)



- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Botón multifunción | 6. LED de modo de entrada |
| 2. LED indicador de estado | 7. Botón de modo de entrada |
| 3. Micrófonos | 8. Conector microUSB |
| 4. Conector de receptor de FM | 9. Botones del volumen |
| 5. Clip | |

Visión general

1. Botón multifunción

- Controla el estado operativo del Micrófono Remoto +

2. LED indicador de estado

- Identifica el estado operativo del Micrófono Remoto +

3. Micrófonos

- Capta la voz del interlocutor durante el uso del Micrófono Remoto

LED	ESTADO OPERATIVO
Apagado	Está apagado
Verde intermitente lento	Está encendido, pero no hay una conexión Bluetooth activa
Azul intermitente lento	Está encendido, más una conexión Bluetooth activa
Rojo intermitente lento	Estado de pila baja
Rojo fijo	Posible falla

- Recoge su voz durante las llamadas telefónicas Bluetooth

4. Conector de receptor de FM

- Acepta receptores Europin FM

5. Clip

- Sujeta el Micrófono Remoto + a la ropa o al cordón

6. LED de modo de entrada

- Identifica la fuente de audio

7. Botón de modo de entrada

- Cambia la fuente de audio

8. Conector microUSB

- Se recarga mediante un cable USB a microUSB

ICONO	FUENTE DE AUDIO
	Micrófono Remoto (consulte la página 14)
	Teléfono y audio Bluetooth (consulte la página 15)
	Circuito (consulte la página 17)
	Sistema FM (consulte la página 17)
	Entrada de línea (consulte la página 17)

- Reproduce audio de entrada de línea a través de un cable opcional

9. Botones del volumen

- Ajusta el volumen de la transmisión

Consejo: El volumen de transmisión también se puede ajustar a través de la aplicación Control Auditivo Thrive, el Control Remoto de 2,4 GHz y/o los controles del usuario del audífono. Revise el manual de funcionamiento de su audífono o póngase en contacto con su profesional de la audición para obtener detalles sobre la configuración de su sistema específico.

Uso básico

1. Para encender el Micrófono Remoto +, pulse el botón multifunción durante 3 segundos y suéltelo cuando aparezca el LED verde.



1

2. Asegúrese de que los audífonos están encendidos.

• **Nota:** Antes de transmitir audio por primera vez, sus audífonos deberán estar emparejados con el Micrófono Remoto +. Consulte **Emparejamiento con audífonos** en la página 11.

3. Para iniciar la transmisión de audio,


• Abra la aplicación Control Auditivo Thrive y seleccione Iniciar transmisión (Start Streaming) desde la pantalla Accesorios (Accessories).

• Consulte **Iniciar/detener transmisión de audio** en la página 18 para ver más opciones.

4. Para cambiar la fuente de audio, pulse y suelte el botón de modo de entrada. Repita hasta llegar al modo de entrada deseado.



4

5. Para acceder al audio desde un dispositivo Bluetooth , debe estar conectado al Micrófono Remoto + (señalado mediante un LED indicador de estado azul intermitente lento).




• **Nota:** Antes de transmitir audio Bluetooth por primera vez, empareje su dispositivo Bluetooth con el Micrófono Remoto +. Consulte **Emparejamiento con dispositivos Bluetooth** en la página 13.



5

6. Para ajustar el volumen de la transmisión, pulse los botones + o -.



6

7. Para detener la transmisión, haga una de las siguientes cosas:

- Apague el Micrófono Remoto +.
- Abra la aplicación Control Auditivo Thrive y seleccione Detener transmisión (Stop Streaming) desde la pantalla Accesorios (Accessories).
- Consulte **Iniciar/detener transmisión de audio** en la página 18 para ver más opciones.

Uso diario

Encendido

Pulse el botón multifunción durante 3 segundos y suéltelo cuando se ilumine el LED.



Apagado

Pulse el botón multifunción durante 2 segundos y suéltelo cuando el LED se apague.



Pila baja

El LED parpadea lentamente en rojo. Proporciona un tono indicador audible a los audífonos cada 5 minutos.




Recarga de pila

Conecte el extremo microUSB del cable de carga al conector microUSB del Micrófono Remoto +.



Conecte el extremo USB del cable de carga a un conector USB hembra en el adaptador de corriente incluido.




Estado de recarga

Alimentación	Estado de carga	LED
Apagado	Recargando	Verde fijo
Apagado	Completado	Apagado
Encendido	Recargando	Verde continuo interrumpido brevemente por otros comportamientos de estado de LED
Encendido	Completado	Apagado

Consejo: La recarga del Micrófono Remoto + puede tardar más tiempo durante la transmisión de audio. La recarga será más rápida cuando el Micrófono Remoto + esté apagado.

Uso del Micrófono Remoto +

El Micrófono Remoto + se puede colocar en la ropa o se puede usar con un cordón. Cuando su fuente de audio es el Micrófono Remoto + o un dispositivo Bluetooth en modo teléfono, el Micrófono Remoto + debe estar a 20 cm (8 pulgadas) de la boca del interlocutor.



Clip: pulse el clip tal como se muestra. Deslice la abertura del clip sobre la ropa y suéltelo. Asegúrese de que el Micrófono Remoto + esté bien sujeto a la ropa.



Cordón (opcional):

1. Pulse el clip tal como se muestra.
2. Inserte el lazo del cordón en la abertura del clip y levante el lazo hacia la parte superior del clip. Libere el clip. Asegúrese de que el cordón esté bien sujeto al Micrófono Remoto +.
3. Coloque el cordón alrededor del cuello.



Emparejamiento con audífonos

Para que el Micrófono Remoto + interactúe con sus audífonos, primero debe emparejar el Micrófono Remoto + con cada audífono. Solo necesita realizar esta acción una vez, ya que deberían reconocerse automáticamente cuando ambos están encendidos y dentro del rango operativo inalámbrico.*

Para emparejar el Micrófono Remoto + con su(s) audífono(s):

1. Asegúrese de que sus audífonos no estén conectados a dispositivos Bluetooth cercanos. Para ello,
 - Desactive el Bluetooth en su teléfono móvil.
 - Apague cualquier TV de 2,4 GHz o Micrófono Remoto + accesorios cercanos que haya emparejado previamente con sus audífonos.
2. Apague y encienda de nuevo sus audífonos.
 - **Nota:** Para un sistema de audífonos CROS, apague tanto su audífono como el transmisor CROS. Encienda solo su audífono, asegurándose de que el transmisor CROS permanezca apagado.
3. Coloque sus audífonos a menos de 15 cm (6 pulgadas) del Micrófono Remoto +.

*El rango de funcionamiento normal es de hasta 10 metros (~30 pies). El alcance de funcionamiento puede verse reducido por factores ambientales como, por ejemplo, obstrucciones, interferencias o la postura del cuerpo humano. Es posible conseguir distancias de funcionamiento más amplias, aunque en este caso la calidad del audio y la conectividad podrían verse reducidas.

4. Pulse los botones Modo de entrada y Subir volumen (+) simultáneamente durante 7 segundos hasta que el indicador LED de estado parpadee alternativamente en azul y rojo.



5. Para un conjunto de audífonos:

Parpadeo del primer LED	Parpadeo del segundo LED	Resultado del emparejamiento	Siguiente paso
1	2	Ambos audífonos emparejados	Completado
1	2	Únicamente un audífono emparejado	Repita los pasos 1 a 5
1	n/d	No hay audífonos emparejados	Repita los pasos 1 a 5

6. Para un único audífono:

Parpadeo del LED	Resultado del emparejamiento	Siguiente paso
1	Exitoso	Completado
1	No exitoso	Repita los pasos 1 a 4 y 6

Emparejamiento con dispositivos Bluetooth

Para que el Micrófono Remoto + reciba audio de forma inalámbrica desde su dispositivo Bluetooth, primero debe emparejarlos:

1. Asegúrese de que el Micrófono Remoto + esté encendido y que no esté conectado por Bluetooth a otros dispositivos (el LED verde parpadeará lentamente).
2. Pulse los botones Modo de entrada y Bajar volumen (-) simultáneamente durante 7 segundos hasta que el indicador LED de estado parpadee rápidamente en azul.
3. Ponga su dispositivo Bluetooth en modo de emparejamiento. Cuando aparezca el Micrófono Remoto +, selecciónelo.




• **Nota:** Consulte la guía de instrucciones de su dispositivo Bluetooth para obtener más detalles.

4. El LED del Micrófono Remoto + proporciona el estado de emparejamiento:
 - Correcto: LED verde durante 2 segundos
 - No correcto: LED rojo durante 2 segundos

Uso del botón de modo de entrada

Ver fuente de audio actual

Si el LED del modo de entrada está apagado, pulse el botón para iluminar temporalmente el LED.



Cambiar a una fuente de audio diferente

Mientras el LED de modo de entrada esté iluminado, pulse el botón para pasar a la siguiente fuente de audio disponible.



Micrófono Remoto

El Micrófono Remoto + optimiza automáticamente los ajustes del micrófono en función de su orientación física.



Concentrarse en una persona cuando haya ruido de fondo

Cuando lo usa un interlocutor, el Micrófono Remoto + prioriza automáticamente el sonido desde arriba mientras reduce los niveles de sonido desde otras direcciones.



Escuchar a varios interlocutores cercanos en ambientes silenciosos


Cuando se coloca horizontalmente en su clip, recibe sonido de todas las direcciones.



✦ Teléfono y audio Bluetooth


Realizar llamadas telefónicas

(Perfil de manos libres) (A)
Oirá la llamada telefónica en sus audífonos. (B) El Micrófono Remoto + capta su voz y la transmite al teléfono móvil.



Escuchar música (Perfil A2DP)

Oirá el audio transmitido en sus audífonos.



Funcionalidad general de Bluetooth

Emparejamiento con dispositivos Bluetooth	El Micrófono Remoto + puede emparejarse con hasta 8 dispositivos Bluetooth.
Conectar con dispositivo Bluetooth	Cuando ambos están encendidos y dentro del rango de funcionamiento inalámbrico, el Micrófono Remoto + y el dispositivo Bluetooth emparejado deberían conectarse automáticamente y el indicador LED de estado parpadea lentamente en azul. El Micrófono Remoto + puede conectarse con hasta 2 dispositivos Bluetooth a la vez.
Escuchar música (u otro audio transmitido)	Asegúrese de que su modo de entrada sea Bluetooth en el Micrófono Remoto +. Reproduzca audio en su dispositivo Bluetooth y se dirigirá automáticamente a sus audífonos.

Características de llamadas telefónicas

Cambiar a una fuente de audio Bluetooth	Si el Micrófono Remoto + detecta una llamada telefónica entrante o saliente, <i>cambia automáticamente</i> a la fuente de audio Bluetooth.
Aceptar llamada entrante	Cuando escuche el tono de llamada en sus audífonos, pulse brevemente el botón multifunción.
Rechazar llamada entrante	Cuando escuche el tono de llamada en sus audífonos, pulse el botón multifunción durante más de 2 segundos. Suelte el botón después de que se detenga el tono de llamada.
Finalizar llamada	Durante una llamada telefónica activa, pulse brevemente el botón multifunción.
Transferencia de llamadas entre el teléfono inteligente y el Micrófono Remoto +	Durante una llamada telefónica activa, pulse el botón multifunción durante más de 2 segundos. Esto le permite realizar directamente la llamada en el propio teléfono. Vuelva a pulsar el botón durante más de 2 segundos para pasar la devolución de llamada al Micrófono Remoto +.
Hacer una llamada saliente	Marque el número de teléfono en su dispositivo Bluetooth. La llamada telefónica se dirigirá automáticamente a sus audífonos.




T Sistemas de circuito

El Micrófono Remoto + puede recibir audio de un sistema de circuito (disponible en algunos edificios públicos). Usar el Micrófono Remoto + en una orientación vertical proporciona el mejor rendimiento. En este modo, el Micrófono Remoto + desactiva las conexiones Bluetooth. Al salir de este modo, el Micrófono Remoto + intentará restablecer una conexión Bluetooth. Puede ser necesaria una reconexión manual. *Consulte la guía de instrucciones de su dispositivo Bluetooth para obtener más detalles.*




≡ Sistemas FM

Cuando se conecta un transmisor de FM *opcional* a través del conector Europin, el Micrófono Remoto + puede recibir audio de un sistema FM. En este modo, el usuario puede usar el Micrófono Remoto + o colocar el Micrófono Remoto + en una superficie estable cercana.



🎵 Entrada de línea

Cuando se conecta un cable de entrada de línea *opcional* a través del conector microUSB, el Micrófono Remoto + puede obtener audio de un teléfono móvil, un reproductor de MP3, una tableta o una computadora sin Bluetooth. En este modo, el usuario normalmente coloca el Micrófono Remoto + en una superficie estable cercana.



Iniciar/detener transmisión de audio

La transmisión de audio desde el Micrófono Remoto + se puede iniciar (o detener) de varias maneras:

- **Encienda el Micrófono Remoto +:** La transmisión de audio se inicia automáticamente en el audífono.
- **Aplicación Control Auditivo Thrive:** Abra la aplicación en su teléfono móvil o tableta. Seleccione la opción para iniciar/detener la transmisión desde la pantalla Accesorios (Accessories).
- **Remoto de 2,4 GHz** *Si su profesional de la audición lo ha configurado previamente*, pulse el botón Favorito.
- **Control del usuario del audífono:** *Si su profesional de la audición lo ha preconfigurado*, un gesto específico (por ejemplo, una pulsación larga en un control de usuario) puede iniciar/detener la transmisión.



La transmisión de audio también se detendrá cuando:


- No se detecta una señal de audio entrante en el modo de entrada de Bluetooth.
- El Micrófono Remoto + está apagado.

Es posible que se reproduzca un indicador acústico en sus audífonos para indicarle que se ha iniciado/detenido la transmisión de audio.

Montar el adaptador de potencia


El Micrófono Remoto + puede incluir una variedad de configuraciones de enchufe para usar en diferentes países. Si el adaptador de potencia debe ser montado:

1. Seleccione la configuración de enchufe que se utilice en su país.




1

2. Deslice el enchufe sobre el adaptador de potencia hasta que encaje en su sitio.



2

3. Para extraer el enchufe, presione la pestaña y saque el enchufe del cable deslizándolo.



3

Solución de problemas

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
Uno (o los dos) audífono(s) deja(n) de transmitir audio de forma inesperada.	Es posible que los audífonos estén al límite del alcance inalámbrico.	Acérquese al Micrófono Remoto +.
	El nivel de pila del audífono ya no permite transmitir audio.	<ul style="list-style-type: none"> • Reemplace la pila del audífono por una nueva. • Recargue su audífono, si corresponde.
	Es posible que algún objeto de grandes dimensiones, como un mueble o una pared, esté debilitando la señal.	Para obtener el mejor rendimiento, sus audífonos deben estar dentro de la línea de visión del Micrófono Remoto +.
	Se ha perdido la conexión inalámbrica con el Micrófono Remoto +.	Para reiniciar la transmisión de audio, siga los pasos de la sección <i>Iniciar/detener transmisión de audio</i> .
La calidad del audio transmitido está distorsionada.	Bajo nivel de pila en el Micrófono Remoto +.	Recargue el Micrófono Remoto +.
	El volumen de la fuente de audio no es óptimo.	Ajuste el nivel de volumen de la fuente de audio hasta lograr una mejor calidad de sonido.
La calidad del audio transmitido es incoherente.	<u>Modo Bluetooth:</u> El dispositivo Bluetooth puede estar al borde del alcance inalámbrico.	Acerque el dispositivo Bluetooth al Micrófono Remoto +.
	<u>Modo de circuito:</u> El Micrófono Remoto + puede no estar colocado para una transmisión óptima.	Vuelva a orientar el Micrófono Remoto + en una posición vertical.

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
La transmisión de audio es demasiado alta o demasiado baja.	El volumen transmitido desde el Micrófono Remoto + al audífono no es óptimo.	Pulse el botón de volumen + o – en el Micrófono Remoto +.
	El volumen de la fuente de audio no es óptimo.	Ajuste el nivel de volumen de la fuente de audio hasta lograr una mejor calidad de sonido.
<u>Modo de Micrófono Remoto:</u> Difícil de escuchar el interlocutor en ambientes ruidosos.	El Micrófono Remoto + puede estar demasiado lejos del interlocutor.	Acerca el Micrófono Remoto + más a la boca del interlocutor.
	El Micrófono Remoto + puede estar cubierto por la ropa o mal colocado.	Proporcione un acceso claro desde el Micrófono Remoto + a la voz del interlocutor.
<u>Modo Bluetooth:</u> La persona que llama no puede escuchar su voz durante las llamadas telefónicas.	El Micrófono Remoto + puede estar demasiado lejos de su boca.	Acerque el Micrófono Remoto + a su boca o hable más alto.
<u>Modo de circuito:</u> Las llamadas telefónicas no se escuchan en los audífonos.	Las conexiones Bluetooth con teléfonos inteligentes están desactivadas en el modo de circuito.	Muévase a otra fuente de audio. Restablezca su conexión Bluetooth, si es necesario.
El LED parpadea lentamente en verde o azul, pero no se escucha ningún sonido transmitido en los audífonos.	Los audífonos no están listos para recibir transmisiones de audio.	Para reiniciar la transmisión de audio, siga los pasos de la sección <i>Iniciar/detener transmisión de audio</i> .

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
El LED parpadea lentamente en verde o azul, pero no se escucha ningún sonido transmitido en los audífonos.	Los audífonos no están emparejados con el Micrófono Remoto +. No hay señal de audio entrante.	Siga los pasos de la sección <i>Emparejamiento con audífonos</i> . <ul style="list-style-type: none"> Encienda la fuente de audio electrónica. Activa el sonido o aumenta el volumen en la fuente de audio electrónica. Asegúrese de que el sistema de circuito o FM esté presente.
El LED permanece fijo en rojo.	Posible error.	Apague el Micrófono Remoto +, espere 30 segundos y, a continuación, encéndalo.
El LED del modo de entrada parpadea rápidamente.	Falta algo en la fuente de audio actual.	Conecte el cable de entrada de línea, conecte el receptor FM o restablezca su conexión Bluetooth.
El LED del modo de entrada no está iluminado.	El LED de modo de entrada está apagado para conservar la energía de la pila.	Pulse el botón de modo de entrada para iluminar el LED de modo de entrada.
El modo de entrada deseado no está disponible.	Falta algo en la entrada deseada.	Conecte el cable de entrada de línea, conecte el receptor FM o restablezca su conexión Bluetooth.
No se puede emparejar con más de un dispositivo Bluetooth.	El Micrófono Remoto + ya está en una conexión Bluetooth activa.	Siga los pasos de la sección <i>Emparejamiento con dispositivos Bluetooth</i> .
Pierde inesperadamente el audio del televisor (producto opcional) mientras el LED parpadea lentamente en azul en el Micrófono Remoto +.	Algunos sonidos de dispositivos Bluetooth tienen mayor prioridad que el audio del Transmisor de TV.	Salga del modo de entrada de Bluetooth en el Micrófono Remoto +.

Información sobre seguridad

Información necesaria



Los residuos de equipos electrónicos deben ser tratados de acuerdo a las regulaciones locales.

Instrucciones para la eliminación de equipos electrónicos

Starkey Hearing Technologies recomienda, y las leyes de su comunidad local pueden requerir, que su Micrófono Remoto + de Starkey Hearing Technologies se elimine a través del sistema local de reciclaje/eliminación de dispositivos electrónicos.

Las siguientes instrucciones se suministran para el personal encargado de la eliminación/reciclaje. Incluya este manual cuando deseche el Micrófono Remoto +.

Para el personal de eliminación/reciclaje únicamente

Este producto contiene pilas de polímero de iones de litio. Para extraer la pila:

- Apague el Micrófono Remoto +.
- Separe las mitades de la carcasa con un destornillador pequeño.
- Desconecte los cables de la pila de la placa de circuito para evitar cortocircuitos accidentales.
- Saque la pila de la carcasa con una hoja ancha y plana.

Uso previsto

El Micrófono Remoto + es un accesorio para un audífono inalámbrico de 2,4 Ghz de conducción aérea. Está diseñado como un transmisor inalámbrico de sonido desde diversas fuentes de audio a audífonos de conducción aérea. Cuando lo usa un interlocutor distante en ambientes ruidosos, funciona como un dispositivo de escucha asistida. También se conecta a señales de circuito, señales FM cuando se conecta un receptor FM Europin, audio de entrada de línea analógica y audio Bluetooth estándar.

El Micrófono Remoto + está clasificado como una pieza de tipo B de conformidad con el estándar IEC 60601-1 de instrumentos médicos.

El Micrófono Remoto + está diseñado para cumplir con las normativas internacionales más exigentes sobre Compatibilidad Electromagnética. Sin embargo, aún es posible que experimente interferencias provocadas por perturbaciones de la línea de alimentación, detectores de metales de aeropuertos, campos electromagnéticos procedentes de otros dispositivos médicos, señales de radio y descargas electrostáticas.

El Micrófono Remoto + está diseñado para que se limpie con un paño humedecido con agua jabonosa.

Si utiliza otros dispositivos médicos o lleva dispositivos médicos implantables como los marcapasos y desfibriladores, o le preocupa que su Micrófono Remoto + pueda producir interferencias con el dispositivo médico, comuníquese con su médico o con el fabricante del dispositivo para obtener información acerca de los riesgos de perturbaciones. El Micrófono Remoto + no debe usarse durante procedimientos de resonancia magnética ni en cámaras hiperbáricas. El Micrófono Remoto + no está formalmente certificado para operar en atmósferas explosivas, como minas de carbón o ciertas fábricas de productos químicos.

Uso en aeronaves

El Micrófono Remoto + no debe usarse en aeronaves a menos que lo permita específicamente el personal de vuelo.

Uso internacional

El Micrófono Remoto + está homologado para operar a frecuencias de radio que son específicas para su país o región y podría no estar homologado para su uso fuera de su país o región.

Tenga en cuenta que el funcionamiento durante un viaje internacional puede provocar interferencias con otros dispositivos electrónicos, u otros dispositivos electrónicos pueden causar interferencias con su Micrófono Remoto +.

Su Micrófono Remoto + está diseñado para funcionar y almacenarse dentro de un rango de temperatura de -10 °C (14 °F) a 45 °C (113 °F) y un rango de humedad relativa de 10 % a 95 %.

La ley nos exige proporcionar las siguientes advertencias:

ADVERTENCIA: El uso del Micrófono Remoto + directamente junto a otros equipos electrónicos debe evitarse porque podría provocar un rendimiento incorrecto. Si dicha utilización es necesaria, observe si sus audífonos y otros equipos están operando normalmente.

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, piezas de repuesto o componentes distintos de los proporcionados por el fabricante del Micrófono Remoto + podrían provocar un aumento en las emisiones electromagnéticas y una disminución de la inmunidad electromagnética, y podría suponer una degradación del rendimiento.

ADVERTENCIA: Si se utilizan equipos de comunicaciones de radiofrecuencia portátiles a menos de 30 cm (12 pulgadas) de su Micrófono Remoto +, puede suponer una degradación del rendimiento de su audífono. Si esto ocurre, aléjese de los equipos de comunicaciones.

Aunque el Micrófono Remoto + no está certificado formalmente (clasificación IP) para la protección contra la entrada de polvo o agua, según IEC 60529, ha sido probado al nivel IP 5X. Esto significa que el Micrófono Remoto + tiene protección contra el polvo.

La pila del Micrófono Remoto + no es reemplazable. No intente reemplazar la pila. El Micrófono Remoto + no contiene ninguna pieza reparable por el usuario. No lo abra ni lo modifique.

No conecte el Micrófono Remoto + a ningún dispositivo que no se describa en este manual. La vida útil prevista del Micrófono Remoto + es de 3 años.

Descripción técnica inalámbrica

El Micrófono Remoto + de Starkey Hearing Technologies funciona en la banda de 2,4 a 2,4835 GHz con una potencia radiada efectiva máxima de 8 dBm con un tipo de modulación de transmisión de 1M12FXD y un ancho de banda de 1,1 MHz. La parte del receptor de radio tiene un ancho de banda de 2 MHz.

El Micrófono Remoto + ha sido probado y ha superado las siguientes pruebas de inmunidad y de emisiones:

- Requisitos de emisiones por radiación y por conducción IE 60601-1-2 para un dispositivo de Grupo 1 Clase B como se indica en la norma CISPR 11.
- Distorsión armónica y fluctuaciones de tensión que afectan a la fuente de entrada de alimentación como se indica en la Tabla 2 de la norma IEC 60601-1-2.
- Inmunidad radiada RF en un nivel de campo de 10 V/m entre 80 MHz y 2,7 GHz, así como mayores niveles de campo desde dispositivos de comunicaciones, tal como se indica en la Tabla 9 de la norma IEC 60601-1-2.
- La inmunidad a los campos magnéticos de frecuencia de potencia en un nivel de campo de 30 A/m.
- La inmunidad a los niveles ESD de +/- 8 kV de descarga por conducción y +/- 15 kV de descarga por aire.
- Inmunidad a las perturbaciones eléctricas transitorias en la potencia de entrada a un nivel de +/- 2 kV a una tasa de repetición de 100 Hz.
- Inmunidad a sobretensiones en la entrada de alimentación de +/- 1 kV línea a línea.
- Inmunidad a las perturbaciones por conducción inducidas por los campos de RF en la entrada de alimentación como se indica en la Tabla 6 de la norma IEC 60601-1-2.
- Inmunidad a las interrupciones y caídas de tensión en la entrada de alimentación como se indica en la Tabla 6 de la norma IEC 60601-1-2.

Avisos sobre normativas

FCC ID: EOA-24MFA

IC: 6903A-24MFA (modelo 900)

Aviso de la FCC/IC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC y con los estándares RSS deISED Canadá con exención de licencia. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

NOTA: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión provocadas por la modificación no autorizada de este equipo. Dichas modificaciones podrían invalidar la potestad del usuario de operar el equipo.

Nota FCC/IC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et avec les normes RSS de licence d'ISED Canada. Le fonctionnement est soumis à deux conditions: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer des fonctionnements du dispositif.

NOTA: Le fabricant n'est pas responsable de l'interférence créée par la modification de cet équipement lors de l'écoute du téléviseur ou de la radio. De tels modifications pourraient entraîner la révocation de l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement.

Por la presente, Starkey Hearing Technologies declara que el Micrófono Remoto + de Starkey Hearing Technologies cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Puede obtenerse una copia de la Declaración de conformidad en las siguientes direcciones y en docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Starkey Hearing Technologies

6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 EE.UU.



Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Germany



Este dispositivo produce energía de radiofrecuencia. Podrían producirse interferencias cerca de cualquier equipo que esté identificado con el siguiente símbolo.



Dispositivo de clase II



Deséchelo de la forma adecuada



Consulte el manual de instrucciones



El logotipo de Starkey, Starkey Hearing Technologies y Thrive son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.

©2022 Starkey Laboratories, Inc. Derechos reservados. 86165-007 4/22 BKLT3010-03-LS-SG