

Manual del usuario del Micrófono Remoto + de StarLink



Accesorio para:
Audífonos inalámbricos

¡Enhorabuena!

Va a mejorar su
experiencia de
audición.

**Tiene un Micrófono Remoto +.
Habla más clara. Conversaciones
más sencillas.**

El Micrófono Remoto + mejora el habla para que pueda disfrutar de las conversaciones.

Para estar en contacto con el mundo que le rodea.

Utilice este sencillo manual para empezar.

Tabla de contenido

1. Familiarizarse con el Micrófono Remoto +	
Conocer su Micrófono Remoto +	8
Configurar el Micrófono Remoto +	10
Utilizar el Micrófono Remoto +	14
Cargar el Micrófono Remoto +	25
2. Guía para la solución de problemas	28
3. Instrucciones adicionales	
Uso previsto	34
Información FCC	36
Información sobre normativas	37

Familiarizarse con el Micrófono Remoto +

- Conocer su Micrófono Remoto +
- Configurar el Micrófono Remoto +
- Utilizar el Micrófono Remoto +
- Cargar el Micrófono Remoto +

Conocer su Micrófono Remoto +

Visión general

1. Botón multifunción

Controla el estado operativo del Micrófono Remoto +.

2. Luz indicadora de estado

Identifica el estado operativo del Micrófono Remoto +.

3. Micrófonos

- Capta el audio (voz del interlocutor) durante el uso.
- Capta su voz durante las llamadas de celular por Bluetooth®.

4. Conector de receptor de FM

Acepta receptores Europin FM.

5. Clip

Conecta el Micrófono Remoto + a la ropa o al cordón del interlocutor.

6. Luces indicadoras del modo de entrada

Identifica la fuente de audio.

7. Botón de modo de entrada

Cambia la fuente de audio.


8. Conector microUSB

- Permite la recarga mediante un cable de USB a microUSB.
- Reproduce audio de entrada de línea a través de un cable opcional.

Conocer su Micrófono Remoto +

9. Botones de subir volumen (+) y bajar volumen (-)

Suba o baje el volumen para ajustarlo.



Configurar el Micrófono Remoto +

Encendido y apagado

Utilice el botón multifunción para **encender** o **apagar** el Micrófono Remoto +:

- **Encendido:** pulse el botón multifunción durante 3 segundos. Suéltelo cuando la luz indicadora de estado se ilumine en verde.



- **Apagado:** pulse el botón multifunción durante 3 segundos. Suéltelo cuando desaparezca la luz indicadora de estado verde.



Emparejamiento con los audífonos

Antes de utilizar el Micrófono Remoto + por primera vez, deberá emparejarlo con los audífonos. Esto permite al accesorio reconocer los audífonos para que puedan funcionar conjuntamente.

PASO 1: Encienda el Micrófono Remoto +.

PASO 2: Apague y vuelva a encender sus audífonos.

- **Para los audífonos CROS:** Apague los audífonos y el transmisor CROS. A continuación, **encienda** los audífonos, pero deje el transmisor CROS **apagado**.

Configurar el Micrófono Remoto +

PASO 3: Empareje el Micrófono Remoto + con su(s) audífono(s):

1. Asegúrese de que los audífonos no estén conectados a dispositivos Bluetooth cercanos:
 - **Desactive** el Bluetooth en el celular.
 - **Desactive** los accesorios inalámbricos que estén emparejados con sus audífonos.
2. Coloque sus audífonos a menos de 15 cm (6 pulgadas) del Micrófono Remoto +.
3. Pulse los botones Modo de entrada y Subir volumen (+) simultáneamente durante 7 segundos hasta que la luz indicadora de estado parpadee alternativamente en azul y rojo.



Configurar el Micrófono Remoto +

4. Para un **par** de audífonos:

Parpadeo de la primera luz indicadora de estado	Parpadeo de la segunda luz indicadora de estado	Resultado del emparejamiento	Siguiente paso
1	2	Ambos audífonos emparejados	Completado
1	2	Únicamente un audífono emparejado	Repita 1-3 en el PASO 3
1	N/A	No hay audífonos emparejados	Repita 1-4 en el PASO 3

5. Para un **único** audífono:

Parpadeo de la luz indicadora de estado	Resultado del emparejamiento	Siguiente paso
1	Audífono emparejado	Completado
1	Audífono no emparejado	Repita 1-3 y 5 en el PASO 3

Configurar el Micrófono Remoto +

Emparejamiento con dispositivos Bluetooth

Para que el Micrófono Remoto + reciba audio de forma inalámbrica desde su dispositivo Bluetooth, primero debe emparejarlos.

PASO 1: Encienda el Micrófono Remoto +.

1. Pulse los botones Modo de entrada y Bajar volumen (-) simultáneamente durante 7 segundos hasta que la luz indicadora de estado parpadee rápidamente en azul.



PASO 2: Ponga su dispositivo Bluetooth en modo de emparejamiento.

1. Cuando el Micrófono Remoto + aparezca en su dispositivo Bluetooth, selecciónelo.

NOTA: Para obtener más detalles, consulte la *guía de operaciones del dispositivo Bluetooth*.

2. La luz indicadora de estado del Micrófono Remoto + mostrará el estado de emparejamiento.
 - Emparejamiento satisfactorio = luz indicadora de estado verde durante 2 segundos
 - Emparejamiento no satisfactorio = luz indicadora de estado roja durante 2 segundos

Utilizar el Micrófono Remoto +

Utilización del Micrófono Remoto +

PASO 1: Compruebe que los audífonos estén encendidos.

Recordatorio: antes de transmitir audio por primera vez, asegúrese de que los audífonos estén emparejados con el Micrófono Remoto +. Consulte la página 10.

PASO 2: Inicie o detenga la transmisión de audio (voz del interlocutor).

Realice una de las siguientes acciones:

- **Encienda el Micrófono Remoto +:**
La transmisión de audio se inicia automáticamente en el audífono.
- **Aplicación móvil del audífono:**
Abra la aplicación en su teléfono inteligente o tableta. Seleccione la opción para iniciar/detener la transmisión desde la pantalla **Accesorios**.
- **Control del usuario del audífono:**
Si el audiólogo lo ha preconfigurado, un gesto específico (por ejemplo, una pulsación larga en un control de usuario) puede iniciar/detener la transmisión.
- **Remoto inalámbrico:**
Si el audiólogo lo ha configurado previamente, pulse el botón **Favorito**.



Utilizar el Micrófono Remoto +

NOTA: Es posible que se reproduzca un indicador acústico en sus audífonos para indicarle que se ha iniciado/detenido la transmisión de audio.

PASO 3: Ajuste el volumen de la transmisión pulsando el botón Subir volumen (+) o Bajar volumen (-) en el Micrófono Remoto +.



PASO 4: Ajuste la fuente de audio.

1. Para cambiar el audio, pulse y suelte el botón **Modo de entrada**. Pulse el botón repetidamente hasta que reciba la fuente de audio que desee. Para obtener más información sobre las opciones de fuente de audio, consulte *Cómo le ayuda el Micrófono Remoto +* en la página 19.

Icono en el Micrófono Remoto +	Fuente de audio utilizada
	Micrófono Remoto
	Celular y audio por Bluetooth
	Sistema de circuito
	Sistema FM
	Entrada de línea

Utilizar el Micrófono Remoto +

2. Para acceder al audio desde un dispositivo Bluetooth, debe estar conectado al Micrófono Remoto + (señalado mediante una luz indicadora de estado azul intermitente lenta).



- Antes de transmitir audio por Bluetooth por primera vez, el dispositivo Bluetooth debe estar emparejado con su Micrófono Remoto +. Consulte *Emparejamiento con dispositivos Bluetooth* en la página 13.



PASO 5: Para ajustar el volumen de la transmisión, pulse los botones + o –.



NOTA: El alcance operativo inalámbrico típico es de hasta 20 metros (60 pies). Puede verse reducido por factores del entorno (por ejemplo, obstrucciones, interferencias, posición de las personas). Hay alcances operativos más amplios, aunque la calidad del audio o la conexión puede disminuir.

Utilizar el Micrófono Remoto +

Luz indicadora de estado



La luz indicadora de estado identifica cómo opera actualmente el Micrófono Remoto +:



Estado operativo	Estado de la luz indicadora de estado
Apagado	No aparece ninguna luz indicadora de estado verde
Encendido sin ninguna conexión Bluetooth activa	Verde intermitente lenta
Encendido con una conexión Bluetooth activa	Azul intermitente lenta
Pila baja	Roja intermitente lenta
Problema eléctrico o de funcionamiento defectuoso	Rojo fijo


Utilizar el Micrófono Remoto +

Uso del Micrófono Remoto +

El Micrófono Remoto + puede conectarse a la ropa o el cordón que lleva la persona que habla. Cuando la fuente de audio se fija en el micrófono remoto  o un dispositivo Bluetooth en modo celular , se recomienda colocarlo a 20 cm (8 pulgadas) de la boca del usuario.


Instrucciones para la ropa:

1. Apriete el clip del Micrófono Remoto + para que se abra.
2. Deslice la parte abierta del clip en la ropa.
3. Suelte el clip.
4. Asegúrese de que el Micrófono Remoto + esté bien sujeto a la ropa.



Instrucciones para el cordón (opcional):

1. Apriete el clip del Micrófono Remoto + para que se abra.
2. Deslice el lazo del cordón por la parte abierta del clip. Súbalo a la parte superior del clip.



Utilizar el Micrófono Remoto +

3. Suelte el clip.
4. Asegúrese de que el Micrófono Remoto + esté bien sujeto al cordón.
5. Colóquese el cordón alrededor del cuello.

Como le ayuda el Micrófono Remoto +

El Micrófono Remoto + está diseñado para transmitir audio desde diferentes fuentes de audio directamente a sus audífonos inalámbricos. Cuando lo usa un interlocutor distante en ambientes ruidosos, funciona como un dispositivo de escucha asistida.

El micrófono Remoto + también puede interactuar con las siguientes fuentes de audio.

Micrófono Remoto

El Micrófono Remoto + optimiza automáticamente los ajustes del micrófono en función de su orientación física.




- Permite concentrarse en una persona cuando hay ruido de fondo. Cuando lo usa un interlocutor, el Micrófono Remoto + prioriza automáticamente el sonido desde arriba mientras reduce los niveles de sonido desde otras direcciones.



Utilizar el Micrófono Remoto +

- Puede escuchar a varios interlocutores cercanos en entornos silenciosos cuando se coloca horizontalmente en el clip para recibir sonido de todas las direcciones.



Celular y audio por Bluetooth ✂

- Realice llamadas de celular en las que (A) escucha la llamada en los audífonos y (B) el Micrófono Remoto + capta su voz y la transmite al celular. (*Perfil manos libres*)



- Escuche música oyendo el audio transmitido en sus audífonos. (*Perfil A2DP*)



Utilizar el Micrófono Remoto +

- Funcionalidad general de Bluetooth:

Emparejamiento con dispositivos Bluetooth	El Micrófono Remoto + puede emparejarse con hasta 8 dispositivos Bluetooth.
Conexión con dispositivo Bluetooth	Cuando el Micrófono Remoto + y el dispositivo Bluetooth están encendidos y dentro del alcance operativo inalámbrico, deberán conectarse automáticamente y la luz indicadora de estado del Micrófono Remoto + deberá ser azul parpadeante lenta.
Escuchar música (u otro audio transmitido)	Asegúrese de que el modo de entrada del Micrófono Remoto + esté fijado en fuente de audio Bluetooth. Cuando reproduzca audio en el dispositivo Bluetooth, se dirigirá automáticamente a sus audífonos.
Cambiar a una fuente de audio Bluetooth	Si el Micrófono Remoto + detecta una llamada de celular entrante o saliente, cambiará automáticamente a la fuente de audio Bluetooth.

Utilizar el Micrófono Remoto +

Aceptar la llamada entrante	Cuando escuche el tono de llamada en sus audífonos, pulse brevemente el botón multifunción en el Micrófono Remoto +.
Rechazar una llamada entrante	Cuando escuche el tono de llamada en sus audífonos, mantenga pulsado el botón multifunción en el Micrófono Remoto + durante más de 2 segundos y suéltelo cuando el tono cese.
Finalizar la llamada	Pulse brevemente el botón multifunción en el Micrófono Remoto +.
Transferencia de llamadas entre el celular y el Micrófono Remoto +	Para realizar la llamada en el celular, mantenga pulsado el botón multifunción en el Micrófono Remoto + durante más de 2 segundos. Para devolver la llamada al Micrófono Remoto +, mantenga pulsado el botón multifunción de nuevo más de 2 segundos.
Hacer una llamada saliente	Marque el número de teléfono en su dispositivo Bluetooth. La llamada telefónica se dirigirá automáticamente a sus audífonos.



Utilizar el Micrófono Remoto +

Sistema de circuito T

El Micrófono Remoto + puede recibir audio de un sistema de circuito (disponible en algunos edificios públicos).

Usar el Micrófono Remoto + con una orientación vertical

proporciona el mejor rendimiento. En este modo, el Micrófono Remoto + desactiva las conexiones Bluetooth. Al salir de este modo, el Micrófono Remoto + intentará restablecer una conexión Bluetooth.



NOTA: Puede que sea necesaria una reconexión manual. Para obtener más detalles, consulte la guía de operaciones del dispositivo Bluetooth.

Sistema FM


Cuando se conecta un transmisor de FM opcional a través del conector Europin, el

Micrófono Remoto +

puede recibir audio de un sistema

FM. En este modo, puede usar el


Micrófono Remoto + o colocarlo en una superficie estable cercana.



Utilizar el Micrófono Remoto +

Entrada de línea 🎵


Cuando se conecta un cable de entrada de línea opcional a través del conector microUSB, el Micrófono Remoto + puede obtener audio de un celular, un reproductor de MP3, una tableta o una computadora sin Bluetooth. En este modo, se recomienda colocar el Micrófono Remoto + en una superficie estable cercana.



Cargar el Micrófono Remoto +

Carga del Micrófono Remoto +

1. Conecte el extremo microUSB del cable de carga al conector microUSB del Micrófono Remoto +.
2. Conecte el extremo microUSB del cable de carga al conector del adaptador de corriente.
3. Conecte el adaptador de corriente a una fuente de alimentación externa, por ejemplo, un enchufe de pared.
4. Compruebe el estado de la carga utilizando la luz indicadora de estado en el Micrófono Remoto +.



Estado de energía	Estado de la luz indicadora de estado	Estado de carga
Apagado	Verde fijo	Recargando
Apagado	Ninguno	Totalmente cargado
Encendido	Verde fijo interrumpido brevemente por otros comportamientos de la luz indicadora de estado	Recargando
Encendido	Ninguno	Totalmente cargado

NOTA: La carga del Micrófono Remoto + puede tardar más si está transmitiendo audio. La carga normalmente es más rápida cuando el Micrófono Remoto + está apagado.

Guía para la solución de problemas

Guía para la solución de problemas

¿Tiene problemas con el Micrófono Remoto +? Pruebe estos consejos. Si el problema persiste, póngase en contacto con su audiólogo.

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
Uno (o los dos) audífono(s) deja(n) de transmitir audio de forma inesperada.	Es posible que los audífonos estén al límite del alcance inalámbrico.	Acérquese al Micrófono Remoto +
	El nivel de pila del audífono ya no permite transmitir audio.	<ul style="list-style-type: none">• Reemplace la pila del audífono por una nueva.• Recargue su audífono, si corresponde.
	Es posible que algún objeto de grandes dimensiones, como un mueble o una pared, esté debilitando la señal.	Para obtener el mejor rendimiento, sus audífonos deben estar dentro de la línea de visión del Micrófono Remoto +.
	Se ha perdido la conexión inalámbrica con el Micrófono Remoto +.	Reinicie la transmisión de audio. Consulte <i>Iniciar/detener la transmisión de audio</i> en la página 14.

Guía para la solución de problemas

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
La calidad del audio transmitido está distorsionada.	Bajo nivel de pila en el Micrófono Remoto +.	Recargue el Micrófono Remoto +.
	El volumen de la fuente de audio no es óptimo.	Ajuste el nivel de volumen de la fuente de audio hasta lograr una mejor calidad de sonido.
La calidad del audio transmitido es incoherente.	Modo Bluetooth: El dispositivo Bluetooth puede estar al borde del alcance inalámbrico.	Acerque el dispositivo Bluetooth al Micrófono Remoto +.
	Modo de circuito: El Micrófono Remoto + puede no estar colocado para una transmisión óptima.	Vuelva a orientar el Micrófono Remoto + en una posición vertical.
La transmisión de audio es demasiado alta o demasiado baja.	El volumen transmitido desde el Micrófono Remoto + al audífono no es óptimo.	Pulse el botón de volumen + o – en el Micrófono Remoto +.
	El volumen de la fuente de audio no es óptimo.	Ajuste el nivel de volumen de la fuente de audio hasta lograr una mejor calidad de sonido.

Guía para la solución de problemas

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
Modo de Micrófono Remoto: Difícil de escuchar el interlocutor en ambientes ruidosos.	El Micrófono Remoto + puede estar demasiado lejos del interlocutor.	Acerca el Micrófono Remoto + más a la boca del interlocutor.
	El Micrófono Remoto + puede estar cubierto por la ropa o mal colocado.	Proporcione un acceso claro desde el Micrófono Remoto + a la voz del interlocutor.
Modo Bluetooth: La persona que llama no puede escuchar su voz durante las llamadas telefónicas.	El Micrófono Remoto + puede estar demasiado lejos de su boca.	Acerque el Micrófono Remoto + a su boca o hable más alto.
Modo de circuito: Las llamadas telefónicas no se escuchan en los audífonos.	Las conexiones Bluetooth con teléfonos inteligentes están desactivadas en el modo de circuito.	Muévase a otra fuente de audio. Restablezca su conexión Bluetooth, si es necesario.
El LED parpadea lentamente en verde o azul, pero en los audífonos no se oyen los sonidos transmitidos.	Los audífonos no están listos para recibir transmisiones de audio.	Reinicie la transmisión de audio. Consulte <i>Iniciar/detener la transmisión de audio</i> en la página 14.

Guía para la solución de problemas

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
La luz indicadora de estado parpadea lentamente en verde o azul, pero no se escucha ningún sonido transmitido en los audífonos.	Los audífonos no están emparejados con el Micrófono Remoto +.	Siga los pasos de <i>Emparejamiento con los audífonos</i> en la página 10.
	No hay señal de audio entrante.	<ul style="list-style-type: none">• Encienda la fuente de audio electrónica.• Activa el sonido o aumenta el volumen en la fuente de audio electrónica.• Asegúrese de que el sistema de circuito o FM esté presente.
La luz indicadora de estado aparece en rojo fijo.	Posible error.	Apague el Micrófono Remoto +, espere 30 segundos y, a continuación, enciéndalo.
La luz indicadora del modo de entrada parpadea rápidamente.	Falta algo en la fuente de audio actual.	Conecte el cable de entrada de línea, conecte el receptor FM o restablezca su conexión Bluetooth.
La luz indicadora del modo de entrada no está iluminada.	La luz indicadora del modo de entrada está apagada para conservar la energía de la batería.	Pulse el botón Modo de entrada para iluminar la luz indicadora del modo de entrada.

Guía para la solución de problemas

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
El modo de entrada deseado no está disponible.	Falta algo en la entrada deseada.	Conecte el cable de entrada de línea, conecte el receptor FM o restablezca su conexión Bluetooth.
No se puede emparejar con más de un dispositivo Bluetooth.	El Micrófono Remoto + ya está en una conexión Bluetooth activa.	Siga los pasos en <i>Emparejamiento con dispositivos Bluetooth</i> en la página 13.
Pierde inesperadamente el audio del televisor (producto opcional) mientras la luz indicadora de estado parpadea lentamente en azul en el Micrófono Remoto +.	Algunos sonidos de dispositivos Bluetooth tienen mayor prioridad que el audio del Transmisor de TV.	Salga del modo de entrada de Bluetooth en el Micrófono Remoto +.

Instrucciones adicionales

- Uso previsto
- Información FCC
- Información normativa

Uso previsto

Uso previsto

El Micrófono Remoto + es un accesorio para un audífono inalámbrico de 2,4 GHz de conducción aérea. Está diseñado como un transmisor inalámbrico de sonido desde diversas fuentes de audio a audífonos de conducción aérea. Cuando lo usa un interlocutor distante en ambientes ruidosos, funciona como un dispositivo de escucha asistida. También se conecta a señales de circuito, señales FM cuando se conecta un receptor FM Europin, audio de entrada de línea analógica y audio Bluetooth estándar.

El Micrófono Remoto + está clasificado como una pieza de tipo B de conformidad con el estándar IEC 60601-1 de instrumentos médicos.

El Micrófono Remoto + está diseñado para cumplir con las normativas internacionales más exigentes sobre Compatibilidad Electromagnética. Sin embargo, aún es posible que experimente interferencias provocadas por perturbaciones de la línea de alimentación, detectores de metales de aeropuertos, campos electromagnéticos procedentes de otros dispositivos médicos, señales de radio y descargas electrostáticas.

El Micrófono Remoto + está diseñado para que se limpie con un paño humedecido con agua jabonosa.

Si utiliza otros dispositivos médicos o lleva dispositivos médicos implantables como los marcapasos y desfibriladores, o le preocupa que el Micrófono Remoto + pueda producir interferencias con el dispositivo médico, póngase en contacto con su médico o con el fabricante del dispositivo para obtener información acerca de los riesgos de perturbaciones. El Micrófono Remoto + no debe usarse durante procedimientos de resonancia magnética ni en cámaras hiperbáricas. El Micrófono Remoto + no está formalmente certificado para operar en atmósferas explosivas, como minas de carbón o ciertas fábricas de productos químicos.

Beneficios clínicos

El accesorio por sí solo no ofrece un beneficio clínico directo.

Se consigue un beneficio clínico indirecto al permitir que el dispositivo de origen (audífono inalámbrico) logre su finalidad prevista.


Uso en aeronaves

El Micrófono Remoto + no debe usarse en aeronaves a menos que lo permita específicamente el personal de vuelo.

Uso internacional

El Micrófono Remoto + está homologado para operar a frecuencias de radio que son específicas para su país o región y podría no estar homologado para su uso fuera de su país o región.

Tenga en cuenta que el funcionamiento durante un viaje internacional puede provocar interferencias con otros dispositivos electrónicos, u otros dispositivos electrónicos pueden causar interferencias con su Micrófono Remoto +.



El Micrófono Remoto + está diseñado para operar, almacenarse y transportarse en el rango de temperatura de -10 °C (14 °F) a 45 °C (113 °F) y el rango de humedad relativa de 10 %-95 %, con un límite de altitud de 70 kPa – 106 kPa (equivalente a altitudes de 380 m (1200 pies) por debajo del nivel del mar a 3000 m (10 000 pies).

Uso previsto

La ley nos exige proporcionar las siguientes advertencias:

⚠️ ADVERTENCIA: El uso del Micrófono Remoto + directamente junto a otros equipos electrónicos debe evitarse porque podría provocar un rendimiento incorrecto. Si dicha utilización es necesaria, observe si sus audífonos y otros equipos están operando normalmente.

⚠️ ADVERTENCIA: El uso de accesorios, piezas de repuesto o componentes distintos de los proporcionados por el fabricante del Micrófono Remoto + podrían provocar un aumento en las emisiones electromagnéticas y una disminución de la inmunidad electromagnética, y podría suponer una degradación del rendimiento.

⚠️ ADVERTENCIA: Si se utilizan equipos de comunicaciones de radiofrecuencia portátiles a menos de 30 cm (12 pulgadas) de su Micrófono Remoto +, puede suponer una degradación del rendimiento de su audífono. Si esto ocurre, aléjese de los equipos de comunicaciones.

Aunque el Micrófono Remoto + no está certificado formalmente (clasificación IP) para la protección contra la entrada de polvo o agua, según IEC 60529, ha sido probado al nivel IP 5X. Esto significa que el Micrófono Remoto + tiene protección contra el polvo.

La batería del Micrófono Remoto + no es reemplazable. No intente reemplazar la pila. El Micrófono Remoto + no contiene ninguna pieza reparable por el usuario. No lo abra ni lo modifique.

No conecte el Micrófono Remoto + a ningún dispositivo que no se describa en este manual.

La vida útil prevista del Micrófono Remoto + es de 3 años.

Descripción técnica inalámbrica

El Micrófono Remoto + de Starkey Laboratories, Inc. funciona en la banda de 2,4 a 2,4835 GHz con una potencia radiada efectiva máxima de 8 dBm con un tipo de modulación de transmisión de 1M12FXD y un ancho de banda de 1,1 MHz. La parte del receptor de radio tiene un ancho de banda de 2 MHz.

El Micrófono Remoto + ha sido probado y ha superado las siguientes pruebas de inmunidad y de emisiones:

- Requisitos de emisiones por radiación y por conducción IEC 60601-1-2 para un dispositivo de Grupo 1 Clase B como se indica en la norma CISPR 11.
- Distorsión armónica y fluctuaciones de tensión que afectan a la fuente de entrada de alimentación como se indica en la Tabla 2 de la norma IEC 60601-1-2.
- Inmunidad radiada RF en un nivel de campo de 10 V/m entre 80 MHz y 2,7 GHz, así como mayores niveles de campo desde dispositivos de comunicaciones, tal como se indica en la Tabla 9 de la norma IEC 60601-1-2.
- Inmunidad a los campos magnéticos de frecuencia de potencia en un nivel de campo de 30 A/m y a los campos magnéticos de proximidad, tal como se indica en la Tabla 11 de la norma IEC 60601-1-2.
- La inmunidad a los niveles ESD de +/- 8 kV de descarga por conducción y +/- 15 kV de descarga por aire.
- Inmunidad a las perturbaciones eléctricas transitorias en la potencia de entrada a un nivel de +/- 2 kV a una tasa de repetición de 100 Hz.
- Inmunidad a sobretensiones en la entrada de alimentación de +/- 1 kV línea a línea.
- Inmunidad a las perturbaciones por conducción inducidas por los campos de RF en la entrada de alimentación como se indica en la Tabla 6 de la norma IEC 60601-1-2.
- Inmunidad a las interrupciones y caídas de tensión en la entrada de alimentación como se indica en la Tabla 6 de la norma IEC 60601-1-2.

Uso previsto

INFORMES DE EVENTOS ADVERSOS DE LA UE

Si se produce un incidente grave relacionado con su dispositivo, debe comunicárselo a su representante local de Starkey y a la autoridad competente del Estado Miembro donde se encuentre. Un incidente grave se define como cualquier funcionamiento defectuoso, deterioro de las características y/o disminución del rendimiento del producto, o inadecuación del manual de instrucciones/etiquetado del producto que pueda provocar la muerte o el deterioro grave del estado de salud del usuario, O que pueda hacerlo en caso de repetirse.

Información FCC

AVISOS SOBRE LA RED INALÁMBRICA

FCC ID: EOA-24MFA

IC: 6903A-24MFA (modelo 900)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC y con los estándares RSS de ISED Canadá con exención de licencia. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

NOTA: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión provocadas por la modificación no autorizada de este equipo. Dichas modificaciones podrían invalidar la potestad del usuario de operar el equipo.

Por la presente, Starkey Laboratories, Inc. declara que el Micrófono Remoto + cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Puede obtenerse una copia de la Declaración de conformidad en las siguientes direcciones y en docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Por la presente, Starkey Laboratories, Inc. declara que el Micrófono Remoto + cumple el Reglamento sobre equipos radioeléctricos del Reino Unido SI 2017 en su versión modificada. Puede obtenerse una copia de la Declaración de conformidad del Reino Unido en las siguientes direcciones y en docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Información normativa

Starkey Laboratories, Inc.

6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 EE.UU.



www.starkey.com



Starkey Laboratories (Alemania) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburgo
Alemania

Persona autorizada del Reino Unido:

Starkey UK

William F. Austin House

Pepper Rd, Hazel Grove

Stockport SK7 5BX, Reino Unido

www.starkey.co.uk



Los residuos de equipos electrónicos deben ser tratados de acuerdo a las regulaciones locales



Consulte el manual del usuario



Manténgalos secos

Instrucciones para la eliminación de equipos electrónicos

Starkey Laboratories, Inc. recomienda, la UE exige, y las leyes de su comunidad local pueden requerir, que su Micrófono Remoto + se deseche a través del sistema local de reciclaje/eliminación de desechos de dispositivos electrónicos.

Las siguientes instrucciones se suministran para el personal encargado de la eliminación/reciclaje. Incluya este manual cuando deseche el Micrófono Remoto +.

PARA EL PERSONAL DE ELIMINACIÓN/RECICLAJE ÚNICAMENTE



















Este producto contiene una batería de polímero de iones de litio.

Para extraer la pila:

- Apague el Micrófono Remoto +.
- Separe las mitades de la carcasa con un destornillador pequeño.
- Desconecte los cables de la pila de la placa de circuito para evitar cortocircuitos accidentales.
- Saque la pila de la carcasa con una hoja ancha y plana.

Dichas modificaciones podrían invalidar la potestad del usuario de operar el equipo.

Información normativa

Símbolo	Significado del símbolo	Estándar aplicable	Número de símbolo
	Fabricante	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Representante autorizado en la Comunidad Europea	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Fecha de fabricación	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Número de catálogo	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Número de serie	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Dispositivo médico	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Mantener seco	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Límite de temperatura	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Límite de humedad	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Precaución	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Señal de advertencia general	EC 60601-1, Núm. referencia Tabla D.2, Señal de seguridad 2	ISO 7010-W001
	Consulte el manual/ folleto de instrucciones	EC 60601-1, Núm. referencia Tabla D.2, Señal de seguridad 10	ISO 7010-M002
	Recoger por separado	DIRECTIVA 201 2/19/EU (RAEE)	Anexo IX
	Equipo de Clase II	IEC 60417 Núm. referencia Tabla D-1	Símbolo 9 (IEC 60417-5172)
	Marca de cumplimiento normativo (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N/A
	Giteki Mark	Ley japonesa de radiofonía	N/A
	Corriente continua	IEC 60601-1 Núm. referencia Tabla D-1	IEC 60417-5031
	Símbolo de reciclaje	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/62/EC	Anexo I-VII



StarLink y Starkey son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas, propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Starkey es bajo licencia.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. Reservados todos los derechos. P00000735 4/23 BKLT3169-01-LS-XX
Patente: www.starkey.com/patents