



evolv^{AI}

SOLUTION AUDITIVE CONNECTÉE



Couleurs



Le BTE 13 Evolv AI s'alimente avec une pile 13. Il peut être adapté pour toutes les pertes auditives en configuration standard ou tube fin. Il est équipé d'un commutateur multifonction qui permet de régler le volume et de changer les programmes et d'une bobine d'induction pour le téléphone. Disponible avec coude adulte et coude pédiatrique. Bénéficiant de la technologie sans-fil, il est doté de la dernière puce Thrive avec capteurs intégrés et l'intelligence artificielle, compatible avec les smartphones et des accessoires sans-fil pour converser au téléphone, écouter de la musique ou la télévision et autres médias.



BTE 13 EVOLV AI 2400 - PREMIUM+ ★★★★★
 BTE 13 EVOLV AI 2000 - PREMIUM ★★★★★
 BTE 13 EVOLV AI 1600 - AVANCÉE ★★★★★
 BTE 13 EVOLV AI 1200 - 100% SANTÉ ★



LPP Classe I



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2400 2000 1600 1200

AVANTAGES

	2400	2000	1600	1200	
PERFORMANCES	Niveau de performances	PREMIUM+	PREMIUM	AVANCÉE	100% SANTÉ
	Canaux Bandes	24/24	20/20	16/16	12/12
	Bande passante (Hz)	10000	10000	10000	7500
	Matrix (dB)	130/70	130/70	130/70	130/70
	Technologie sans-fil Thrive 2,4 GHz				
Autonomie de la pile	7-11* jours	7-11* jours	7-11* jours	7-11* jours	
Indice de protection (IP)	IP68	IP68	IP68	IP68	

Niveau technologique standard. Doté de 12 canaux et 12 bandes réglables par l'audioprothésiste offrant des performances pour des environnements sonores très peu bruyants et calmes.

Mesures AINSI/IEC.

Mesures ANSI/IEC - Niveau de sortie maximum/Gain maximum

Autonomie pour une moyenne d'utilisation de 16 heures par jour.

Le premier chiffre correspond au degré de protection maximale contre la poussière et les salissures. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau.

CONNECTIVITÉ

		2400	2000	1600	1200	
Application Thrive	pour les utilisateurs	●	●	●	●	L'application vous propose de multiples fonctions efficaces, faciles à utiliser, pour vous aider à gérer votre santé et accéder à des informations utiles.
Application Hear Share	pour les aidants	●	●	●	●	Vous partagez des informations utiles telles que votre activité physique, l'utilisation de vos aides auditives ou vos interactions sociales avec les personnes de votre choix.

IMPORTANT : Les applications Thrive Hearing Control et Hear Share permettent de connecter facilement vos appareils Apple ou Android à vos aides auditives connectées. Cependant certains appareils peuvent ne pas fonctionner efficacement dû à leur version. C'est pourquoi nous vous conseillons avant d'acquérir vos aides auditives, de vérifier que votre smartphone et/ou vos autres appareils actuels soient compatibles avec ces aides auditives auprès de votre audioprothésiste ou sur notre site <https://www.starkey.fr/aides-auditives/applications/thrive-hearing-control/compatibilite>

Et pour obtenir une réponse instantanée, flashez ce QR Code avec votre smartphone !



		2400	2000	1600	1200			
PERFORMANCES AUDITIVES	Voice AI	●				Non disponible		
	Mode Edge : Contrôle tactile	●				Non disponible		
	Mode Edge : Accès Appli Thrive	●	●	●				
	Streaming audio direct	●	●	●	●	Vous profitez pleinement de vos programmes TV préférés ou de votre musique.		
	Appels téléphoniques	●	●	●	●	Vous appuyez sur la touche de votre smartphone pour répondre à vos appels et les recevoir directement dans vos aides auditives. L'accessoire Microphone + est requis pour certains appareils Android.		
GESTION DU BRUIT	Audio bidirectionnel	●	●	●	●	Désormais, les microphones des aides auditives captent et transmettent votre voix directement vers l'iPhone et l'iPad ¹ , vous permettant de converser simplement en mains libres.		
	Optimisation de la musique	●●●●	●●	●		Non disponible		
	Réduction du bruit	●●●●	●●	●	●	Standard		
	Localisation dans l'espace	●●●●	●●	●		Non disponible		
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SONORE	Synchronisation d'oreille à oreille	●	●	●		Non disponible		
	Directionnel	●				Non disponible		
	Microphones directionnels	●	●	●	●	Standard		
ASSISTANT INTELLIGENT THRIVE	Musique automatique	●●●●	●●	●		Non disponible		
	Silence	●●●●	●●	●		Non disponible		
	Autres catégories	●●●●	●●	●	●	Standard		
AUTRES FONCTIONS AVANCÉES	Traduction	●				Non disponible		
	Transcription audio texte	●	●			Non disponible		
	Assistant Thrive	●	●	●		Non disponible		
	Trouver mon téléphone	●	●	●		Non disponible		
	TeleHear	●	●	●	●	Sur votre demande, votre audioprothésiste effectue des réglages à distance sans que vous ayez à prendre rendez-vous ni à vous déplacer.		
	Service téléaudiologie	●	●	●		Le nombre de pas réalisés chaque jour, les mouvements et l'activité physique plus énergique sont suivis et comptabilisés (suivi d'activité). Cette fonction évalue également les bienfaits des aides auditives sur le cerveau en mesurant votre niveau d'écoute active (engagement).		
	Engagement & Suivi d'activité	●	●	●	●	Les aides auditives sont capables de détecter une chute et d'envoyer un message d'alerte à des contacts préférentiels.		
	Détection et alertes de chute	●	●	●	●	Les aides auditives sont capables de détecter une chute et d'envoyer un message d'alerte à des contacts préférentiels.		
	Rappels vocaux	●	●	●	●	Programmation de rappels pour vos rendez-vous, prises de médicaments et autres activités personnelles.		
	Auto On/Off	●	●	●	●	Avec cette fonction, vous préservez automatiquement et astucieusement l'énergie de vos aides auditives lorsque vous ne les utilisez pas.		
COMPATIBILITÉ AVEC DES ACCESSOIRES SANS-FIL :	Contrôle tactile	●	●	●	●	Vous pouvez couper le son d'un accessoire sans-fil juste en tapotant 2 fois sur votre oreille.		
	Self Check	●	●	●	●	Vous permet d'effectuer un test diagnostique des composants de vos aides auditives.		
	Annulateur de larsen	●	●	●	●	Système de gestion des Larsens pro-actif qui les anticipe et qui peut être personnalisé selon votre mode de vie.		
COMPATIBILITÉ AVEC DES ACCESSOIRES SANS-FIL :	Générateur de bruit anti-acouphènes Technologie Tinnitus Multiflex	●	●	●	●	Offre une très grande flexibilité pour créer un stimulus sonore agréable, personnalisable et ajustable qui soulage efficacement les acouphènes (sifflements, bourdonnements...)		
	Système Cros	●	●	●	●	Le système Cros transmet, sans-fil, le son depuis un micro-émetteur placé sur l'oreille non apparemment vers un récepteur placé sur l'oreille qui entend.		
COMPATIBILITÉ AVEC DES ACCESSOIRES SANS-FIL :						Connectivité via la technologie Bluetooth avec des smartphones et toutes autres sources média Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.		
Emetteur TV, Mini Microphone, Microphone +, Microphone de table et Télécommande					●	●	●	●

¹ Compatible avec les appareils iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et modèles ultérieurs, ainsi qu'avec les appareils iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Air (4e génération) et iPad (6e génération).

*Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation de certaines fonctions et de la technologie sans-fil

- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.
- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires Starkey fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.