

**Ascolta suoni
provenienti
da ogni direzione
e mantieni
la concentrazione
quando ti trovi
in conversazioni
di gruppo in qualsiasi
ambiente di ascolto.**



NUEAR

Materiale riservato agli specialisti di settore.

Starkey logo, Starkey, and NXG are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.
©2023 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 2/23 P00000921 BROCC2987-00-EN-ST

NXG^{AI}

Sistema CROS/BiCROS

Progettato per l'ipoacusia monolaterale



NUEAR

Ricarica durante la notte, ascolta in tutta sicurezza tutto il giorno.

Goditi fino a 29 ore di utilizzo con una carica completa con la nostra soluzione NXG AI CROS.

Con la nostra tecnologia più avanzata incorporata, NXG AI RIC RT con il sistema CROS/BiCROS è fino ad oggi la migliore soluzione per le perdite monoaurali. Questo sistema ricaricabile è dotato di una batteria dalla durata più lunga di quelle in commercio nel settore e offre un suono chiaro e realistico, progettato per aiutarti a non perdere mai i momenti che contano di più.

Soluzioni CROS/BiCROS Ora disponibili con NXG AI

La nostra tecnologia sempre attiva, automatica, semplice e naturale è progettata per non farti perdere le conversazioni e i suoni che ti rendono felice.



L'intuitivo sistema CROS/BiCROS Starkey, disponibile con dispositivi ricaricabili o non ricaricabili, ti offre il nostro nitido Starkey Sound, con oltre 80 milioni di regolazioni personalizzate all'ora.



CROS

Se soffri di ipoacusia da un orecchio, ma hai un udito normale nell'altro, potresti trarre vantaggio da una soluzione CROS. Sarai in grado di sentire dall'orecchio che soffre di ipoacusia grazie all'orecchio ancora in buona salute.

Come funziona

Ora c'è una soluzione per l'ascolto negli ambienti problematici. Il nostro sistema CROS dispone di un microfono che raccoglie suoni e voci dal lato dell'orecchio che soffre di ipoacusia, trasmettendoli al ricevitore dell'apparecchio acustico indossato sull'orecchio ancora in buona salute. Questa soluzione innovativa ti consente di non perdere i momenti e i suoni più importanti della vita.



BiCROS

Se non senti da un orecchio e soffri di ipoacusia dall'altro, potresti trarre vantaggio da una soluzione BiCROS. Ciò ti consentirà di sentire dall'orecchio che ha subito una sostanziale ipoacusia, oltre che dall'orecchio con udito migliore.

Come funziona

Il nostro sistema BiCROS invia il suono, posizionato nell'orecchio che sente pochissimo o nulla, al ricevitore dell'apparecchio acustico posto nell'orecchio dall'udito migliore. Il suono può essere personalizzato in base all'ipoacusia, consentendoti di udire binauralmente.

Il tuo audioprotesista può aiutarti a determinare quale soluzione sia più adatta alle tue necessità e stile di vita.