


Tinnitus

스타키 이명 완화 솔루션



대표적 귀 질환 '이명' 바로알기

지속적인 귀울림으로 고통받고 있습니까?

이명이란 외부에서의 소리 자극 없이 귓속 또는 머릿속에서 들리는 이상 음감(쉬~, 웅웅, 귀뚜라미 우는소리 등)을 말합니다.

즉, 외부로부터의 청각적인 자극이 없는 상황에서 소리가 들린다고 느끼는 상태입니다.

중요하게 알아야 할 것은 이명은 결코 단순한 질병이 아니라는 것입니다.

이명을 오래 방치하면 난청, 우울증, 두통, 어지럼증 등 수많은 질병을 동반할 수 있습니다.

한눈에 알아보는 이명



이명은 참전용사들이 가장 많이 겪는 질병 중 하나입니다.¹



이명은 나이에 상관없이 생길 수 있고, 갑자기 발생하거나 점진적으로 진행되기도 합니다.¹



이명의 가장 일반적인 원인들²

- 소음 노출(기계 소음 작업장, 사격장 등)
- 나이(노화)
- 외상성 뇌 손상
- 약물 부작용

이명은 지극히 주관적이고 모든 증상이 각자 다르게 나타나기 때문에 해결 방법 또한 달라야 합니다. 이에 나에게 맞는 방법을 찾는 것이 가장 중요합니다.

스타키 이명 완화 솔루션

이명에 대처하는 새로운 방법

청각 기술의 선두주자인 스타키는 이명을 대처하는 방법을 변화시키기 위해 이명 완화 기능이 탑재된 보청기를 개발했습니다.

스타키의 이명 완화 보청기는 난청뿐만 아니라 이명까지 한 번에 해결하여 하루 종일 편안함을 제공합니다.

스타키 - 미국 최고의 청각 솔루션

스타키는 사용자 개개인의 요구에 맞춰 개인화된 청각 솔루션을 제공합니다.

Hear better. Live better.
우리는 더 잘 듣는 것이 더 나은 삶을 사는 것이라고 믿습니다.

이명 완화

스타키의 최첨단 멀티플렉스 이명 완화 기능은 사용자에게 맞춰 개별 소리 조절이 가능하여 이명으로 고통받는 사람들도 소리에 집중하지 않고 편안하게 청취할 수 있습니다.



개개인의 이명 증상에 맞는 개별 맞춤형 이명 완화

이명처럼 주관적인 질병은 없습니다.
어떤 소리가 들리는지, 언제 가장
불편한지, 어떻게 그것을 약하게 만들
수 있는지에 이르기까지, 이명은 모든
환자들에게 각기 다른 방식으로
영향을 미칩니다.

스타키 이명 완화 기능은 이명의 주관적인
특성을 직접적으로 다루고 있습니다.

멀티플렉스 이명 완화 기능을 사용하여,
이명으로 고통받는 모든 사람들이 원하는
단 한 가지 이명 완화를 위해 설계되어
환자들이 선호하는 소리 자극을
만들어냅니다. 이것은 일관적이고 개인
맞춤형 완화 방안을 찾을 수 없어 좌절했던
환자들이 이명을 관리할 수 있도록 합니다.



개별 맞춤형 이명 완화음 조절이 핵심!

스타키의 멀티플렉스 이명 완화 기능은
이명을 완화할 수 있는 소리 자극을
설정하는 새로운 기능을 제공합니다.

우선, 최적화된 이명 알고리즘은 환자의
청력도에 따라 자동으로 이명 자극의
수준을 설정합니다.

다음으로 다양한 주파수 대역 조절과
유연성 있는 변조 알고리즘은 자극을 각기
다른 환자의 이명 경험에 맞도록 쉽게
조절할 수 있게 해줍니다.

마지막으로 환자가 자신의 기호에 맞도록
직접 자극을 미세 조절할 수 있는 적극적인
방법을 제안합니다.

당신만을 위해 맞춤
설계되었습니다.

이명으로 고통받는 모든 사람들이 원하는 단 한가지: 이명 완화



| 당신의 요구사항 |

거슬리는 귀울림 완화

개인 요구에 맞춘 이명 완화

빠르고 쉬운 조절

다양한 이명 치료 방안과의 호환성

| 스타키의 해답 |

하루 종일 신경 쓸 필요 없도록 설계된 이명 완화 옵션

각기 다른 이명 증상에 맞는
개별 맞춤형 이명 완화를 위해
멀티플렉스 이명 기술을 통한 상세 조절

손가락 터치만으로도 손쉽게
소리 조절과 메모리 조절

이명 재활 치료나 차폐를 포함한
대부분의 소리 치료 방안과 접목

당신을 위해 딱 맞춰진 이명 완화 보청기

이명은 모든 사람에게 각각 다를 수 있습니다. 이는 우리가 사용자의 요구를 충족시키기 위해 다양한 스타일의 보청기와 옵션을 제공하는 이유입니다.

당신에게 맞는 이명 완화 옵션을 찾기 위해 청각 전문가와 상담하세요.

귓속형

개인의 고유한 귀 모양에 맞춰
수작업으로 제작된 맞춤형 보청기



Pink



Black

오픈형/귀걸이형

나노코팅 기술로 습기, 먼지 또는 이물질로부터
보청기를 강력하게 보호하여
오랫동안 사용이 가능합니다.



Champagne



Black



Bright White
with Sterling

1. American Tinnitus Association. (n. d.). Demographics.
Retrieved from: <https://www.ata.org/understanding-facts/demographics>.
2. American Tinnitus Association Retrieved from:
<https://www.ata.org/understanding-facts/causes>.

Individual results may vary.

The Starkey logo and Starkey are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.



www.starkey.co.kr

스타키그룹

08507, 서울시 금천구 가산디지털1로
128 STX타워 17층

TEL 02-465-0999

FAX 02-6466-2109