



AMÉLIORÉ

OMEGA^{AI}

Vivez **l'innovation**
à pleine vitesse

« Je me sens
beaucoup plus
confiant et
conscient de
ce qui se passe
autour de moi. »

Bill P.
Photographe

Chaque patient mérite
d'entendre du mieux
possible, de façon
naturelle et authentique.
Vous vous engagez à
aider les utilisateurs
d'aides auditives,
comme Bill, à se libérer
de leur préoccupations
auditives et à reprendre
le contrôle de leur vie,
en retrouvant le plaisir
d'entendre.

Omega AI est
la solution.



Regarder
l'histoire
de Bill



DNN 360 – Une première dans l'industrie

Avancée révolutionnaire dans la technologie auditive, le DNN 360 utilise plusieurs processus de réseaux neuronaux profonds pour choisir la directivité la plus appropriée en fonction de ce que fait l'utilisateur.

La fonctionnalité DNN 360 s'adapte en temps réel aux environnements sonores, qu'ils soient simples, complexes ou dynamiques, au fur et à mesure que l'utilisateur s'y déplace, offrant ainsi une amélioration de l'intelligibilité de la parole pouvant atteindre 28 % et un gain du rapport signal/bruit (RSB) allant jusqu'à 8 dB, pour une meilleure perception spatiale.

Il s'agit du premier système de directivité capable de prédire où et quoi entendre pour les utilisateurs.



Omnidirectionnel



Perception spatiale DNN



Directivité DNN



Optimisation basée sur le mouvement

8^{JUSQU'À}
dB RSB*

POUR UNE MEILLEURE
**PERCEPTION
SPATIALE**



« Je me sens beaucoup plus confiant et conscient de ce qui se passe autour de moi. »

Bill P.
Photographe

Chaque patient mérite d'entendre du mieux possible, de façon naturelle et authentique. Vous vous engagez à aider les utilisateurs d'aides auditives, comme Bill, à se libérer de leur préoccupations auditives et à reprendre le contrôle de leur vie, en retrouvant le plaisir d'entendre.

Omega AI est la solution.



Regarder l'histoire de Bill



AI générative: Vos idées prennent vie

Pionniers en matière d'IA, nous proposons des fonctions Gen AI dans l'application My Starkey et le logiciel Pro Fit qui vous offrent de nouvelles options d'assistance, à vous et à vos patients.

Assistant intelligent Gen AI UNE PREMIÈRE DANS L'INDUSTRIE


L'Assistant intelligent Gen AI permet aux utilisateurs d'obtenir **une aide mains libres**, grâce à leur voix. Ils peuvent recevoir des réponses détaillées à leurs questions, changer de programme, créer des rappels et bien plus encore.

TeleHear AI UNE PREMIÈRE DANS L'INDUSTRIE

Une première mondiale — TeleHear AI permet aux utilisateurs d'aides auditives de gérer eux-mêmes leurs préoccupations liées à la qualité sonore. Après avoir écouté le problème du patient, cette fonction de l'application **crée instantanément un ajustement sonore**, en s'appuyant sur une expertise professionnelle.

AI Assist UNE PREMIÈRE DANS L'INDUSTRIE

AI Assist répond à vos questions sur les produits en s'appuyant sur la technologie Gen AI et sur le contenu actuel de Starkey.



Nous créons sans cesse de nouvelles fonctionnalités qui peuvent vous aider à améliorer le parcours auditif de chaque patient et sa qualité de vie.

Une connectivité plus pratique

Où qu'ils soient - dans des lieux publics ou en tête-à-tête - Omega AI permet aux utilisateurs de rester connectés grâce à trois nouvelles fonctions dans My Starkey.

Assistant Auracast™ NOUVEAUTÉ

Les utilisateurs peuvent sélectionner des sources Auracast dans les aéroports, les salles de sport ou pour écouter des annonces publiques, et diffuser un son de qualité à faible latence partout où ce service est disponible.

Google Fast Pair™ NOUVEAUTÉ

Pour les utilisateurs d'Android, Omega AI détecte tout appareil Bluetooth® à proximité et se connecte d'une simple touche — rapide, simple et intelligent.

Appuyer pour parler NOUVEAUTÉ

Envoyez rapidement des messages vocaux à un autre utilisateur de My Starkey grâce à la fonction Push-to-talk (appuyer pour parler). Idéal pour communiquer lors de vos déplacements.



L'application My Starkey permet à Bill de garder un mode de vie actif en lui permettant de voyager en toute confiance et de profiter de ses loisirs préférés.

« Je me sens beaucoup plus confiant et conscient de ce qui se passe autour de moi. »

Bill P.
Photographe

Chaque patient mérite d'entendre du mieux possible, de façon naturelle et authentique. Vous vous engagez à aider les utilisateurs d'aides auditives, comme Bill, à se libérer de leur préoccupations auditives et à reprendre le contrôle de leur vie, en retrouvant le plaisir d'entendre.

Omega AI est la solution.



Regarder l'histoire de Bill



AI générative: Vos idées prennent vie

Pionniers en matière d'IA, nous proposons des fonctions Gen AI dans l'application My Starkey et le logiciel Pro Fit qui vous offrent de nouvelles options d'assistance, à vous et à vos patients.

Assistant intelligent Gen AI UNE PREMIÈRE DANS L'INDUSTRIE


L'Assistant intelligent Gen AI permet aux utilisateurs d'obtenir **une aide mains libres**, grâce à leur voix. Ils peuvent recevoir des réponses détaillées à leurs questions, changer de programme, créer des rappels et bien plus encore.

TeleHear AI UNE PREMIÈRE DANS L'INDUSTRIE

Une première mondiale — TeleHear AI permet aux utilisateurs d'aides auditives de gérer eux-mêmes leurs préoccupations liées à la qualité sonore. Après avoir écouté le problème du patient, cette fonction de l'application **crée instantanément un ajustement sonore**, en s'appuyant sur une expertise professionnelle.

AI Assist UNE PREMIÈRE DANS L'INDUSTRIE

AI Assist répond à vos questions sur les produits en s'appuyant sur la technologie Gen AI et sur le contenu actuel de Starkey.



Nous créons sans cesse de nouvelles fonctionnalités qui peuvent vous aider à améliorer le parcours auditif de chaque patient et sa qualité de vie.

Une nouvelle dimension de clarté et de connectivité



Nous avons conçu Omega AI avec notre IA de pointe et **G3 Gen AI Neuro Processor**. Résultat : une innovation plus proche d'une audition normale que toute autre technologie auditive auparavant.

JUSQU'À **51 HEURES** D'AUTONOMIE DE LA BATTERIE

VOYANT D'ÉTAT LUMINEUX **LED**

ASSISTANT **AURACAST** DANS L'APPLICATION

REVÊTEMENT **ÉTANCHE**** 10X PLUS DURABLE

28 % d'amélioration* de **L'INTELLIGIBILITÉ DE LA PAROLE**



« Cette technologie me permet de continuer à faire tout ce que j'aime. »

Des adaptations plus rapides, une satisfaction plus grande

Avec l'**optimisation du modèle acoustique (AMO) 2.0**, Pro Fit est plus rapide que jamais. AMO 2.0 exploite le signal d'initialisation de l'annulateur de larsen et des mesures in situ pour estimer les caractéristiques de couplage acoustique lorsque l'aide auditive ou l'écouteur est placé dans l'oreille.

Utilisée avec Best Fit, AMO 2.0 **améliore la précision de la première adaptation** et réduit les ajustements manuels nécessaires pour atteindre les cibles.



Consultez le site fr.starkeypro.ca
pour en savoir plus sur Omega AI



*Marquardt, D., Xiao, J., Ganeshkumar, K., Xu, J. Taylor, L., et McKinney, M. [2025] Enhancing Directionality with Deep Neural Networks

**Jusqu'à 1 mètre.

Fabricant approuvé par Santé Canada: Starkey Labs Canada Co. 2476 Argentia Road Suite 301, Mississauga, ON L5N 6M1; www.starkeycanada.ca.

Google Fast Pair est une marque de commerce de Google, LLC. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale Auracast™ et les logos sont des marques de Bluetooth SIG et toute utilisation de ces marques par Starkey fait l'objet d'une licence. Starkey, le logo Starkey, TeleHear, Pro Fit, DNN 360, Neuro Processor et Omega sont des marques de commerce de Starkey Laboratories, Inc. ©2026 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés.
P00015628 1/26 BKLT3268-01-FR-ST-CA