



GAMME DE PRODUITS
2024

GENESIS^{AI}

**Le meilleur de l'IA
pour un son lumineux**

Genesis AI a marqué un nouveau départ pour l'industrie de l'audition. Repensé de l'intérieur, son tout nouveau processeur, sa toute nouvelle sonorité, sa toute nouvelle conception, son logiciel d'adaptation et son expérience utilisateur ont bouleversé l'industrie.

Découvrez ce qui en a fait la technologie auditive la plus populaire de l'industrie.

Neuro Processeur Starkey



Un processeur qui pense par lui-même.

Le processeur est le cerveau de toute aide auditive et aucun processeur n'est plus petit, ni plus puissant que notre tout nouveau Neuro Processeur Starkey.

Il s'agit de la technologie de processeur la plus avancée de l'industrie, qui imite la fonction du cortex cérébral du cerveau humain grâce à un accélérateur unique intégré au réseau neuronal profond (DNN).

4X

plus rapide que
les processeurs
précédents

6X

plus de transistors

Identification environnementale
et adaptation

plus rapides

L'utilisation d'une reconnaissance de modèles complexes avec une technologie d'apprentissage automatique avancée, permet une meilleure compatibilité avec plus de situations d'écoute qu'auparavant.



Technologie Neuro Sound

Un son cristallin pour une clarté d'audition jamais expérimentée auparavant.

La vitesse sans précédent de notre nouveau processeur a ouvert la voie à un système de compression additive breveté. En synthétisant les signaux de nos systèmes de compression lente et rapide, il permet d'optimiser les résultats perceptuels et la qualité sonore.

80 millions

d'ajustements auditifs
personnalisés par heure

20 dB

d'amélioration de
la plage dynamique

Le plancher de bruit le plus bas à ce jour




Un avantage supplémentaire

Le premier et unique analyseur de son à la demande, alimenté par le DNN, peut désormais se déplacer avec les patients. **Le Mode Edge+**, l'une de nos fonctions les plus populaires, utilise l'IA pour optimiser instantanément la qualité sonore afin d'améliorer la clarté de la parole ou le confort d'écoute dans les environnements les plus difficiles—**automatiquement.**

Adaptés aux oreilles

Conçus à partir de recherches méticuleuses pour s'adapter ergonomiquement à l'oreille, les RIC Genesis AI offrent un confort tout au long de la journée et une durabilité accrue.

- Conception élégante et discrète
- **L'absence du cache-microphone** améliore la performance et réduit l'entretien
- Câble écouteur **Flexform** renforcé en Kevlar



Des chargeurs qui plairont aux utilisateurs

Compacts et robustes, les nouveaux chargeurs StarLink sont également intuitifs et modernes.

- RIC rechargeable avec la plus grande autonomie (jusqu'à **51 heures**)
- **La batterie intégrée** permet 3 cycles de charge
- **10 minutes** de charge permettent environ **trois heures d'utilisation**

Conçu de l'intérieur pour être étanches*

La technologie Pro8 HydraShield rend les aides auditives rechargeables Genesis AI et Signature Series étanches*.

Le câble écouteur renforcé en Kevlar résiste aux manipulations quotidiennes.

La jointure intégrale en silicone du boîtier et des contacts de charge repousse l'humidité.

Le module de la batterie Li-ion entièrement fermé crée une autre couche de protection contre l'humidité.

Une étanchéité circuits et des processus plus robustes augmentent la durabilité.

La barrière interne en maille de microphone fournit une dernière couche de protection supplémentaire.

Les ports acoustiques repensés empêchent les corps étrangers de pénétrer.

Un revêtement protecteur interne et externe ajoute une couche de protection supplémentaire.



La conception du boîtier à chevauchement continu assure une meilleure étanchéité.

*Jusqu'à 1 mètre



Parfaitement adapté
du premier coup.

Starkey Pro Fit

Logiciel d'adaptation professionnel.

Conçu avec l'aide des audioprothésistes, notre nouveau logiciel Pro Fit vous offre plus de souplesse dans la programmation et plus d'efficacité dans les premiers ajustements qu'auparant.

Minute Fit

Notre méthodologie brevetée vous permet de passer de la boîte à la meilleure adaptation possible en quatre clics.

Smart Connect

Vous fait automatiquement passer à la session dont vous avez précisément besoin au moment de connecter tout type d'aide auditive.

TeleHear

Notre solution de réglages à distance (disponible en mode synchrone et asynchrone) vous permet de rester en contact avec vos patients même lorsqu'ils ne peuvent pas se rendre dans votre centre.

Pour commencer, visitez
[starkeypro.fr/quicktips/protocole
d'adaptation](https://starkeypro.fr/quicktips/protocole-dadaptation)



Technologie Neuro Sound

Le système de compression additive breveté de Starkey offre une clarté et une intelligibilité de la parole optimum grâce à un son cristallin.



Connectivité polyvalente

L'app My Starkey, le streaming binaural en continu et le Mode Edge+, aident les patients à ne plus rien manquer.



Santé personnelle & Bien-être

Des capteurs intégrés et des fonctions inédites fournissent des avantages qui vont bien au-delà d'une meilleure audition.

Modèle couleur Silver en illustration.



Une technologie apte à résister aux aléas de la vie quotidienne

La conception ergonomique du RIC, les nouveaux chargeurs, la technologie de protection Pro8 HydraShield assurent un confort et une durabilité accrue.

GENESIS^{AI}

mRIC R

Genesis AI 24 | 20 | 16

Le plus petit **RIC rechargeable de l'industrie** avec des capteurs. Le mRIC R Genesis AI est 20% plus compact que la version précédente doté d'une batterie avec une autonomie d'une journée.



Couleurs disponibles



Chargeurs compatibles




Chargeur Premium StarLink 2.0 (mRIC R)



Chargeur StarLink 2.0 (mRIC R)

Plage d'application



Fonctions clés

	24 Canaux	20 Canaux	16 Canaux
Voice AI	●		
Traduction	●		
Tinnitus Multiflex Pro	●	●	
Transcription	●	●	
Mode Edge+	●	●	●
Assistant intelligent	●	●	●
Audio bidirectionnel et Trouver mon téléphone	●	●	●
Engagement & Suivi d'activité	●	●	●
Détection et alertes en cas de chute	●	●	●
Rappels vocaux et SelfCheck	●	●	●
Auto ON/OFF : Marche/arrêt automatique	●	●	●
Contrôle tactile	●	●	●
Écouteurs SnapFit 2.0 & Écouteurs sur-mesure (Custom Cased) SnapFit 2.0	●	●	●
TeleHear entièrement réalisable à distance et REM Target Match	●	●	●
Compatibilité avec les accessoires sans-fil StarLink	●	●	●
Compatibilité avec l'application My Starkey et Hear Share	●	●	●

RIC RT

Genesis AI 24 | 20 | 16

Le meilleur RIC de l'industrie ! Avec une batterie qui dure 2 fois plus longtemps en une seule charge. Le RIC RT Genesis AI est le RIC rechargeable avec l'autonomie la plus longue de l'industrie. Il a été conçu pour fournir un maximum de confort et de discrétion.



Couleurs disponibles



Chargeurs compatibles




Chargeur Premium
StarLink 2.0
(RIC RT)



Chargeur
StarLink 2.0
(RIC RT)

Plage d'application



Fonctions clés

	24 Canaux	20 Canaux	16 Canaux
Voice AI	●		
Traduction	●		
Tinnitus Multiflex Pro	●	●	
Transcription	●	●	
Mode Edge+	●	●	●
Assistant intelligent	●	●	●
Audio bidirectionnel et Trouver mon téléphone	●	●	●
Engagement & Suivi d'activité	●	●	●
Détection et alertes en cas de chute	●	●	●
Rappels vocaux et SelfCheck	●	●	●
Auto ON/OFF : Marche/arrêt automatique	●	●	●
Contrôle tactile	●	●	●
Écouteurs SnapFit 2.0 & Écouteurs sur-mesure (Custom Cased) SnapFit 2.0	●	●	●
TeleHear entièrement réalisable à distance et REM Target Match	●	●	●
Système CROS	●	●	●
Compatibilité avec les accessoires sans-fil StarLink	●	●	●
Compatibilité avec l'application My Starkey et Hear Share	●	●	●
Bobine d'induction magnétique pour le téléphone	●	●	●

RIC 312

Genesis AI 24 | 20 | 16

RIC disponible avec une pile 312, pour une flexibilité et une facilité d'utilisation accrues. Conçu pour offrir un maximum de confort et de discrétion.




Couleurs disponibles



Taille de la pile : 312

Plage d'application



Fonctions clés

	24 Canaux	20 Canaux	16 Canaux
Voice AI	●		
Traduction	●		
Tinnitus Multiflex Pro	●	●	
Transcription	●	●	
Mode Edge+	●	●	●
Assistant intelligent	●	●	●
Audio bidirectionnel et Trouver mon téléphone	●	●	●
Engagement & Suivi d'activité	●	●	●
Détection et alertes en cas de chute	●	●	●
Rappels vocaux et SelfCheck	●	●	●
Auto ON/OFF : Marche/arrêt automatique	●	●	●
Contrôle tactile	●	●	●
Écouteurs SnapFit 2.0 & Écouteurs sur-mesure (Custom Cased) SnapFit 2.0	●	●	●
TeleHear entièrement réalisable à distance et REM Target Match	●	●	●
Système CROS	●	●	●
Compatibilité avec les accessoires sans-fil StarLink	●	●	●
Compatibilité avec l'application My Starkey et Hear Share	●	●	●



Désormais disponible avec la Recharge Turbo


Dix minutes de charge permettent aux patients d'utiliser leurs aides auditives pendant trois heures environ.



Chargeurs StarLink 2.0

Les chargeurs StarLink 2.0 servent de station de recharge et de boîtier de transport pour les aides auditives rechargeables Genesis AI et Signature Series CIC R NW. **Disponibles avec ou sans batterie lithium-ion intégrée** — vous choisissez ce qui convient le mieux pour votre patient.

- Les compartiments de charge avec l'indicateur de côté en couleur, permettent de distinguer facilement l'emplacement.
- Les diodes intérieures indiquent l'état de charge des aides auditives.
- Fournit environ trois heures d'utilisation de l'aide auditive en dix minutes de charge grâce à la Recharge Turbo.
- Le chargeur Premium (avec batterie intégrée) pour une utilisation nomade, fournit trois cycles de charge supplémentaires.
- Le chargeur (sans batterie intégrée) doit être branché dans une source d'alimentation externe (c'est-à-dire prise murale) pour faire fonctionner/recharger les aides auditives.





Technologie Neuro Sound

Le système de compression additive breveté de Starkey offre une clarté et une intelligibilité de la parole optimum grâce à un son cristallin.



Connectivité polyvalente

L'app My Starkey, le streaming binaural en continu et le Mode Edge+, aident les patients à ne plus rien manquer.



Une technologie apte à résister aux aléas de la vie quotidienne

Fournit aux patients la commodité d'un port quotidien et jusqu'à 42 heures* de durée utile de la batterie de même que le confort et la conception qui ont fait la réputation de Starkey.



Santé personnelle & Bien-être

Des capteurs intégrés et des fonctions inédites fournissent des avantages qui vont bien au-delà d'une meilleure audition.

Modèle avec la plaque-circuit et la coque noires en illustration.


ITE R

Genesis AI 24 | 20 | 16

Conçu avec le **nouveau Neuro Processeur Starkey**, l'ITE R Genesis AI s'appuie sur la version de nos intra-auriculaires rechargeables, les premiers de l'industrie, en fournissant une dose de performance inégalée.



Couleurs disponibles



Chargeurs compatibles




Chargeur Premium StarLink 2.0 Intra-auriculaires



Chargeur StarLink 2.0 Intra-auriculaires

Plage d'application



Fonctions clés

	24 Canaux	20 Canaux	16 Canaux
Voice AI	●		
Traduction	●		
Tinnitus Multiflex Pro	●	●	
Transcription	●	●	
Mode Edge+	●	●	●
Assistant intelligent	●	●	●
Audio bidirectionnel et Trouver mon téléphone	●	●	●
Engagement & Suivi d'activité	●	●	●
Détection et alertes en cas de chute	●	●	●
Rappels vocaux et SelfCheck	●	●	●
Auto ON/OFF : Marche/arrêt automatique	●	●	●
Contrôle tactile	●	●	●
TeleHear entièrement réalisable à distance et REM Target Match	●	●	●
Compatibilité avec les accessoires sans-fil StarLink	●	●	●
Compatibilité avec l'application My Starkey et Hear Share	●	●	●
Bobine d'induction magnétique pour le téléphone (en option)	●	●	●

GENESIS^{AI}

* Les résultats varient selon l'utilisation sans-fil.

ITC R

Genesis AI 24 | 20 | 16

L'ITC R Genesis AI s'appuie sur la version de nos intra-auriculaires rechargeables, les premiers de l'industrie, et leur ajoute une dose de performance inégalée grâce à son nouveau Neuro Processeur Starkey.




CIC 312

Genesis AI 24 | 20 | 16

Le seul CIC connecté avec capteurs intégrés, le CIC Genesis AI réalisé sur-mesure, offre aux utilisateurs des fonctions de streaming direct dans un petit format — maintenant avec le tout nouveau Neuro Processeur Starkey.



Couleurs disponibles



Chargeurs compatibles




Chargeur Premium StarLink 2.0 Intra-auriculaires




Chargeur StarLink 2.0 Intra-auriculaires

Plage d'application




Couleurs disponibles



Taille de la pile : 312

Plage d'application



Fonctions clés

	24 Canaux	20 Canaux	16 Canaux
Voice AI	●		
Traduction	●		
Tinnitus Multiflex Pro	●	●	
Transcription	●	●	
Mode Edge+	●	●	●
Assistant intelligent	●	●	●
Audio bidirectionnel et Trouver mon téléphone	●	●	●
Engagement & Suivi d'activité	●	●	●
Détection et alertes en cas de chute	●	●	●
Rappels vocaux et SelfCheck	●	●	●
Auto ON/OFF : Marche/arrêt automatique	●	●	●
Contrôle tactile	●	●	●
TeleHear entièrement réalisable à distance et REM Target Match	●	●	●
Compatibilité avec les accessoires sans-fil StarLink	●	●	●
Compatibilité avec l'application My Starkey et Hear Share	●	●	●

Fonctions clés

	24 Canaux	20 Canaux	16 Canaux
Voice AI	●		
Traduction	●		
Tinnitus Multiflex Pro	●	●	
Transcription	●	●	
Mode Edge+	●	●	●
Assistant intelligent	●	●	●
Audio bidirectionnel et Trouver mon téléphone	●	●	●
Engagement & Suivi d'activité	●	●	●
Détection et alertes en cas de chute	●	●	●
Rappels vocaux et SelfCheck	●	●	●
Auto ON/OFF : Marche/arrêt automatique	●	●	●
Contrôle tactile	●	●	●
TeleHear entièrement réalisable à distance et REM Target Match	●	●	●
Compatibilité avec les accessoires sans-fil StarLink	●	●	●
Compatibilité avec l'application My Starkey et Hear Share	●	●	●



Technologie Neuro Sound

Le système de compression additive breveté de Starkey offre une clarté et une intelligibilité de la parole optimum grâce à un son cristallin.



Faits pour être petits

Nos plus petits intra-auriculaires parmi les petites aides auditives. Chaque intra est personnalisé pour convenir aux besoins uniques de chaque patient.



Une polyvalence associée à une adaptation professionnelle

Selon les besoins du patient, ils sont compatibles avec REM Target Match et la technologie anti-acouphènes Multiflex.



Conception améliorée


Conception de la plaque-circuit actualisée sur l'IIC NW pour fournir une stabilité durable.

Modèle avec la plaque-circuit et la coque noires en illustration.

GENESIS^{AI}

CIC NW

Genesis AI 24 | 20 | 16



Couleurs disponibles

Plaque-circuit




Coque



Taille de la pile : 10, 312

Plage d'application



IIC NW

Genesis AI 24 | 20 | 16



Couleurs disponibles

Plaque-circuit




Coque



Taille de la pile : 10

Plage d'application





GENESIS^{AI}

**Accessoires sans-fil
& Applications
Mobiles**

StarLink

Pour rester connecté avec le monde.

Notre gamme polyvalente **d'accessoires StarLink 2,4 GHz** connecte les aides auditives Genesis AI sans-fil à la plupart des smartphones, des téléviseurs ou des dispositifs multimédias modernes — les utilisateurs peuvent donc facilement accéder en continu à des appels téléphoniques, de la musique, des assistants vocaux et plus encore.



Microphone +

- Fournit une assistance d'écoute supplémentaire dans des environnements bruyants pour entendre les conversations en tête-à-tête.
- Transmet aisément par voie binaurale à partir d'une variété de sources audio, notamment Bluetooth®, bobine d'induction, FM ou câblée.



Mini Microphone

- Améliorez les conversations en tête-à-tête dans les environnements bruyants grâce à ce petit microphone.
- S'agrafe aux vêtements de la personne à qui l'on parle.
- Peut être utilisé comme un transmetteur en continu de la télévision en le plaçant à proximité de la source sonore.



Microphone de table

- Améliore l'écoute dans des environnements de groupe, comme des réunions, des rassemblements familiaux ou des restaurants bruyants.
- Placez-le au centre d'une table et les huit microphones intégrés se concentreront sur la voix de l'orateur principal pour ensuite la transmettre en continu directement aux aides auditives Genesis AI.



Émetteur TV

- Transmet de l'audio en continu directement des télévisions ou d'une autre source audio électronique aux aides auditives Genesis AI.
- Facile à utiliser et compatible avec les sources d'entrée analogiques et numériques.




Télécommande 2.0

- Repensée pour une simplicité maximale.
- Permet à l'utilisateur de contrôler facilement le volume, changer de programme de ses aides auditives et d'accéder rapidement à une fonction favorite.
- Livrée avec une pile remplaçable et un cordon pratique.



Téléchargez
l'application
My Starkey ou
Hear Share ici.



App My Starkey



My Starkey s'associe facilement aux aides auditives Genesis AI pour aider les patients à profiter de plus de moments d'écoute, à améliorer leur bien-être et à accomplir leurs tâches quotidiennes. Tout cela dans la paume de leur main. Elle est optimisée pour la lecture et place les fonctions les plus utilisées à l'endroit même où les patients en ont besoin.

Les apps My Starkey et Hear Share sont compatibles avec toutes les aides auditives Genesis AI sans-fil.

Fonctions conviviales de l'app My Starkey



Contrôle de l'audition

Pour régler les paramètres de l'aide auditive, transmettre des appels en continu et plus encore.



Mode Edge+

Utilise l'IA pour une optimisation de la qualité sonore sur demande.



Détection et alertes en cas de chute

Pour détecter les chutes et alerter la famille ou les amis.



Surveillance de la santé individuelle

Pour compter les pas, effectuer le suivi de l'engagement social et pour atteindre des objectifs santé.



Streaming binaural

Pour profiter d'une transmission binaurale, réelle et véritable.



Éducation du patient

Une bibliothèque complète de vidéos explicatives.



Traduction

Pour traduire en temps réel en 77 langues directement des aides auditives.



Rappels

Des tâches planifiées, des rendez-vous et plus encore peuvent être directement transmis aux aides auditives.



Assistant intelligent


Réglages audio activés par la voix, rappels, réponses à des questions portant sur les aides auditives et plus encore.

Hear Share



Améliorez l'autonomie des patients et contribuez à la paix d'esprit des aidants grâce à la seule application qui permet aux utilisateurs de partager des marqueurs de progression avec des membres de la famille et des amis, notamment :


- Leur progression en matière d'utilisation de l'aide auditive.
- Objectifs sur le plan de l'activité physique et de l'engagement social.
- Alertes et notifications en cas de chute.



Une mise à jour du firmware, plus rapide et facile

En plus de pouvoir mettre à jour le firmware de Genesis AI dans votre centre, en seulement trois minutes, vos patients peuvent rapidement et facilement le mettre à jour dans le confort de leur domicile.

Lorsqu'une mise à jour du micrologiciel est disponible, une notification apparaît sur l'écran d'accueil de l'application My Starkey. Pour installer la mise à jour, vos patients doivent appuyer sur cette notification puis suivre les instructions sur les écrans de l'application.



Instructions :

- **Retirer les aides auditives.**
- **Les placer à côté du smartphone ou d'un autre appareil.**
- **Laisser l'application ouverte et attendre que la mise à jour soit terminée.**

Rappel : Vous ou votre patient pouvez également accéder à toutes les mises à jour du firmware en cours, en appuyant sur [Mon audition](#) > [Mes réglages](#) > [À propos de mes aides auditives](#).





Signature
S E R I E S

TOUT
NOUVEAU

Quand la taille est un critère important, pourquoi adapter autre chose ?

Starkey, spécialiste historique de solutions réalisées sur-mesure, a toujours servi de référence dans l'adaptation **des plus petites aides auditives possible**, offrant la meilleure qualité sonore et un large éventail de fonctionnalités.

La gamme Signature Series de Starkey —les plus petits intra-auriculaires— se démarque une fois de plus de la concurrence. Elle est déclinée en trois modèles réalisés sur-mesure, répondant aux besoins spécifiques de discrétion de vos patients, et bénéficiant des dernières avancées en matière d'IA.

L'innovation dans un petit format

Conçues sur la base du processeur le plus avancé de l'industrie, et dotées de la **technologie Neuro Sound**, les aides auditives Signature Series offrent la taille, la performance et l'adaptation sur-mesure que les utilisateurs ne peuvent obtenir qu'auprès de vous.

80 millions


d'ajustements auditifs personnalisés par heure

20 dB

d'amélioration de la plage dynamique

Le plancher de bruit le **plus bas** à ce jour

Nous rendons
le visible
invisible



Quand la rencontre du **sur-mesure** et de **l'innovation** devient un art

Démarquez-vous en adaptant les plus petites aides auditives sur-mesure non-wireless de l'industrie.

CIC R NW



La **plus petite aide auditive rechargeable au monde** est également étanche* et a une autonomie de 38 heures.

CIC NW



L'option rechargeable n'est pas le choix de tous les patients. Mais tout le monde souhaite porter une aide auditive discrète, offrant une excellente qualité sonore. Dorénavant, quel que soit le choix de votre patient vous avez accès à l'excellence.

IIC NW



Personne ne fait de l'invisible comme Starkey. Et aucune aide auditive de la taille de l'intra-profond n'atteint la performance de l'IIC Signature Series.

Un avantage **supplémentaire**

Offrez aux utilisateurs de CIC la puissance du Mode Edge+ : une technologie propulsée par l'IA, conçue pour optimiser instantanément la qualité sonore à la demande. D'une simple activation du bouton-poussoir, la clarté de la parole ou le confort d'écoute sont améliorés.

* jusqu'à 1 mètre

Nous avons
maîtrisé l'art
du petit.



CIC R NW

Signature Series 24

La plus petite aide auditive rechargeable au monde offrant jusqu'à 38 heures d'autonomie par charge, est étanche* comme les autres produits rechargeables Genesis AI.



Couleurs disponibles

Plaque-circuit



Coque



Chargeurs compatibles




Chargeur Premium StarLink 2.0
Intra-auriculaires



Chargeur StarLink 2.0
Intra-auriculaires

Plage d'application



Fonctions utilisateur

Le Mode Edge+ est activable via le bouton-poussoir, disponible en CIC R NW et CIC NW, en option.

* jusqu'à 1 mètre

Est-elle appareillée ?
Elle et vous êtes les seuls à le savoir.



CIC NW

Signature Series 24

Pour les utilisateurs qui préfèrent utiliser une pile Zinc-Air.
Le CIC NW Signature Series est pratiquement invisible, alliant confort et discrétion, il offre une qualité sonore inégalée.



Couleurs disponibles

Plaque-circuit




Coque



Taille de la pile : 10, 312

Plage d'application



IIC NW

Signature Series 24

Solution idéale pour les personnes préoccupées par la taille et la stigmatisation. L'IIC NW Signature Series est le premier choix pour un appareillage invisible.



Couleurs disponibles

Plaque-circuit




Coque



Taille de la pile : 10

Plage d'application





L'excellence à chaque instant

Starkey, le logo Starkey, Neuro Sound Technology, Starkey Neuro Processor, Genesis, Flexform, StarLink, Starkey Signature Series, Pro8 Hydrashield, Pro Fit, Minute Fit, TeleHear, Hear Share, Edge Mode et Multiflex Tinnitus sont des marques déposées de Starkey Laboratories, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license. ©2024

Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 2/24 BKLT3175-02-FR-ST