

**Entendez les sons  
qui proviennent  
de n'importe quelle  
direction** et restez  
concentré tout en  
participant activement  
aux conversations  
dans tous les  
environnements  
d'écoute.



*Votre professionnel de la santé auditive  
peut vous aider à sélectionner la solution  
qui sera la mieux adaptée à vos besoins  
et à votre style de vie.*

*Votre professionnel de la santé auditive*



[www.starkey.fr](http://www.starkey.fr)

Le logo Starkey, Starkey et Genesis sont des marques commerciales de Starkey Laboratories, Inc.

© 2023 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 07/23 BROC2987-00-FF-ST

# GENESIS<sup>AI</sup>

## Système CROS/BiCROS

Conçu pour les pertes auditives  
dans une seule oreille



**Rechargez  
pendant la nuit,  
entendez en  
toute confiance  
toute la journée**

**Profitez de jusqu'à 29 heures  
d'utilisation avec une charge  
complète grâce à notre solution  
CROS/BiCROS Genesis AI.**

Doté de notre technologie la plus avancée, le système CROS/BiCROS RIC RT Genesis AI est notre meilleure solution à ce jour pour les pertes auditives unilatérales. Avec ce système rechargeable, vous bénéficiez de la plus longue durée de vie de la batterie de l'industrie, d'un son clair et authentique. Il est conçu pour vous permettre de ne jamais manquer les moments les plus importants de votre vie.

## **Solutions CROS/BiCROS désormais, disponible avec Genesis AI**

**Notre technologie auditive authentique est conçue pour que vous ne manquiez pas les conversations et les sons qui vous rendent heureux.**



*Le système CROS/BiCROS de Starkey, facile à utiliser, offre un son clair et transparent grâce à 80 millions d'ajustements automatiques par heure.*



**CROS**

Si vous n'entendez pas d'une oreille tout en entendant normalement de l'autre, vous pouvez bénéficier d'une solution CROS. Vous serez en mesure de percevoir pleinement le son dans votre oreille la plus faible grâce à votre oreille dont la capacité auditive est la plus grande.

### **Comment ça marche ?**

Les environnements d'écoute difficiles ont désormais une solution. Notre système CROS est doté d'un microphone qui capte les sons et les voix du côté de votre oreille malentendante et les transmet à l'écouteur placé dans votre oreille qui entend bien. Cette solution innovante vous permet de ne pas manquer les moments et les sons importants de votre vie.



**BiCROS**

Si vous n'entendez pas d'une oreille et que votre autre oreille présente une perte auditive, vous pouvez bénéficier d'une solution BiCROS. Cela vous permettra d'entendre le son dans l'oreille dont la capacité auditive est faible ou inexistante, ainsi que dans l'oreille ayant la capacité auditive la plus grande.

### **Comment ça marche ?**

Notre système BiCROS transmet le son capté par un microphone, placé dans l'oreille qui n'entend pas ou très peu vers l'écouteur de l'aide auditive portée dans l'oreille qui entend mieux. Ce son peut être personnalisé en fonction de votre perte auditive, ce qui vous permet d'entendre des deux côtés.