

Assistente Auracast



Connettiti ovunque con l'assistente Auracast

Rimani connesso ovunque tu vada! Trova e accedi facilmente alle trasmissioni Auracast™, che tu sia in aeroporto, in palestra o mentre ascolti annunci pubblici. Goditi un audio chiaro e istantaneo trasmesso direttamente ai tuoi apparecchi acustici tramite l'app My Starkey.

OMEGA^{AI}
EDGE^{AI}



Scopri lo



App My Starkey*

*Richiede la versione firmware 10.3.1.5 o successive dell'apparecchio acustico.

Connessione alle trasmissioni Auracast tramite l'app My Starkey

1. Dalla schermata Home, seleziona l'icona **Opzioni di streaming** ((•)).
2. Seleziona **Trasmissioni Auracast™**.
3. Scegli la trasmissione a cui desideri accedere.
4. Vivi l'esperienza di uno streaming audio fluido trasmesso direttamente ai tuoi apparecchi acustici compatibili.

*Scansiona per verificare
la compatibilità del dispositivo*



Il marchio denominativo e i loghi Auracast™ sono marchi di proprietà di Bluetooth SIG. Qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Starkey è concesso in licenza.

Il logo Starkey, Starkey Edge e Omega sono marchi di Starkey Laboratories, Inc.

©2026 Starkey Laboratories Inc. Tutti i diritti riservati. P00017538 9/26 CARD4162-01-IT-ST