

FICHE TECHNIQUE PATIENT

CONTOUR D'OREILLE SURPUISSANT (BTE) PILE 13



evolv^{AI}

SOLUTION AUDITIVE CONNECTÉE



Couleurs



C'est le contour d'oreille connecté 2,4 GHz le plus puissant, alimenté par une pile 13. Le BTE 13 Power Plus Evolv AI est un contour surpuissant qui peut être adapté pour les pertes auditives sévères à profondes, en configuration standard ou tube fin. Il est équipé d'un commutateur multifonction qui permet de régler le volume et de changer les programmes et d'une bobine d'induction pour le téléphone. Bénéficiant de la technologie sans-fil, il est doté de la dernière puce Thrive avec des capteurs intégrés et l'intelligence artificielle, compatible avec les smartphones et des accessoires sans-fil pour converser au téléphone, écouter de la musique ou la télévision et autres médias.



BTE 13 PP EVOLV AI 2400 - PREMIUM+ ★★★★★
 BTE 13 PP EVOLV AI 2000 - PREMIUM ★★★★★
 BTE 13 PP EVOLV AI 1600 - AVANCÉE ★★★★★
 BTE 13 PP EVOLV AI 1200 - 100% SANTÉ ★★★★★



LPP Classe II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		2400	2000	1600	1200	AVANTAGES	
PERFORMANCES	Niveau de performances	PREMIUM+	PREMIUM	AVANCÉE	100% SANTÉ	Niveau technologique très performant. Doté de 20 canaux et 20 bandes réglables par l'audioprothésiste pour une haute résolution sonore, offrant de bonnes performances dans toutes sortes d'environnements.	
	Canaux Bandes	24/24	20/20	16/16	12/12	Mesures AINSI/IEC.	
	Bandes passante (Hz)	10000	10000	10000	7500	Mesures ANSI/IEC - Niveau de sortie maximum/Gain maximum	
	Technologie sans-fil Thrive 2,4 GHz	Matrix (dB)	140/80	140/80	140/80	140/80	Autonomie pour une moyenne d'utilisation de 16 heures par jour.
	Autonomie de la pile	6-9* jours	6-9* jours	6-9* jours	6-9* jours	Le premier chiffre correspond au degré de protection maximale contre la poussière et les salissures. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau.	
Indice de protection (IP)	IP68	IP68	IP68	IP68			
CONNECTIVITÉ							
Application Thrive	pour les utilisateurs	●	●	●	●	L'application vous propose de multiples fonctions efficaces, faciles à utiliser, pour vous aider à gérer votre santé et accéder à des informations utiles.	
Application Hear Share	pour les aidants	●	●	●	●	Vous partagez des informations utiles telles que votre activité physique, l'utilisation de vos aides auditives ou vos interactions sociales avec les personnes de votre choix.	
IMPORTANT : Les applications Thrive Hearing Control et Hear Share permettent de connecter facilement vos appareils Apple ou Android à vos aides auditives connectées. Cependant certains appareils peuvent ne pas fonctionner efficacement dû à leur version. C'est pourquoi nous vous conseillons avant d'acquérir vos aides auditives, de vérifier que votre smartphone et/ou vos autres appareils actuels soient compatibles avec ces aides auditives auprès de votre audioprothésiste ou sur notre site https://www.starkey.fr/aides-auditives/applications/thrive-hearing-control/compatibilite							
Et pour obtenir une réponse instantanée, flashez ce QR Code avec votre smartphone ! 							
PERFORMANCES AUDITIVES	Voice AI	●				Non disponible	
	Mode Edge : Contrôle tactile	●				Avec le Mode Edge, vous bénéficiez d'une optimisation du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans les environnements difficiles (ex. transport, restaurant) grâce à l'intelligence artificielle. Celui-ci scanne l'environnement sonore et ajuste l'amplification selon vos besoins et agit sur demande chaque fois que vous en avez besoin via l'application Thrive Hearing Control.	
	Mode Edge : Accès Appli Thrive	●	●	●	●	Vous profitez pleinement de vos programmes TV préférés ou de votre musique.	
	Streaming audio direct	●	●	●	●	Vous appuyez sur la touche de votre smartphone pour répondre à vos appels et les recevoir directement dans vos aides auditives. L'accessoire Microphone + est requis pour certains appareils Android.	
	Appels téléphoniques	●	●	●	●	Désormais, les microphones des aides auditives captent et transmettent votre voix directement vers l'iPhone et l'iPad*, vous permettant de converser simplement en mains libres.	
Audio bidirectionnel	●	●	●	●	Permet de redécouvrir la musique.		
Optimisation de la musique	●●●●	●●	●	●			
GESTION DU BRUIT	Réduction du bruit	●●●●	●●	●	●	Garantit une bonne qualité sonore, une facilité d'écoute, une intelligibilité de la parole dans les environnements bruyants.	
	Localisation dans l'espace	●●●●	●●	●	●	Localise précisément la source sonore et améliore la compréhension de la parole dans les environnements sonores difficiles.	
	Synchronisation d'oreille à oreille	●	●	●	●	Garantit un son de bonne définition pour offrir une expérience auditive plus naturelle.	
	Directionnel	●	●	●	●	Optimise les performances dans des environnements bruyants. S'adapte en continu afin que vous puissiez participer aux conversations et mieux entendre de toutes parts.	
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SONORE	Microphones directionnels	●	●	●	●		
	Musique automatique	●●●●	●●	●	●	Analyse et s'adapte à de multiples environnements sonores simultanément.	
	Silence	●●●●	●●	●	●	Vous aurez un plaisir d'écoute dans tous les environnements.	
Autres catégories	●●●●	●●	●	●	Amélioration spatiale de la parole, Bruits mécaniques, Paroles dans le bruit, Bruit transitoire, Vent		
ASSISTANT INTELLIGENT THRIVE	Traduction	●				Non disponible	
	Transcription audio texte	●	●			Les conversations sont retranscrites en texte afin que vous puissiez lire ce qui est dit.	
	Assistant Thrive	●	●	●	●	Posez vos questions et obtenez des réponses sur de nombreux sujets.	
	Trouver mon téléphone	●	●	●	●	Permet de localiser votre smartphone si celui-ci est égaré ou perdu. Tapotez 2 fois sur votre aide auditive et dites «Trouver mon téléphone».	
	TeleHear	●	●	●	●	Sur votre demande, votre audioprothésiste effectue des réglages à distance sans avoir à prendre rendez-vous ni à vous déplacer.	
	Service téléaudiologie	●	●	●	●	Le nombre de pas réalisés chaque jour, les mouvements et l'activité physique plus énergique sont suivis et comptabilisés (suivi d'activité). Cette fonction évalue également les bienfaits des aides auditives sur le cerveau en mesurant votre niveau d'écoute active (engagement).	
	Engagement & Suivi d'activité	●	●	●	●	Les aides auditives sont capables de détecter une chute et d'envoyer un message d'alerte à des contacts prédéfinis.	
	Détection et alertes de chute	●	●	●	●	Programmation de rappels pour vos rendez-vous, prises de médicaments et autres activités personnelles	
	Rappels vocaux	●	●	●	●	Avec cette fonction, vous préservez automatiquement et astucieusement l'énergie de vos aides auditives lorsque vous ne les utilisez pas.	
	Auto On/Off	●	●	●	●	Vous pouvez couper le son d'un accessoire sans-fil juste en tapotant 2 fois sur votre oreille.	
	Contrôle tactile	●	●	●	●	Vous permet d'effectuer un test diagnostique des composants de vos aides auditives.	
	Self Check	●	●	●	●		
AUTRES FONCTIONS AVANCÉES	Annulateur de larsen	●	●	●	●	Système de gestion des Larsens pro-actif qui les anticipe et qui peut être personnalisé selon votre mode de vie.	
	Générateur de bruit anti-acouphènes Technologie Tinnitus Multiflex	●	●	●	●	Offre une très grande flexibilité pour créer un stimulus sonore agréable, personnalisable et ajustable qui soulage efficacement les acouphènes (sifflements, bourdonnements...)	
COMPATIBILITÉ AVEC LES ACCESSOIRES SANS-FIL STARLINK :							
Émetteur TV, Mini Microphone, Microphone +, Microphone de table et Télécommande		●	●	●	●	Connectivité via la technologie Bluetooth avec des smartphones et toutes autres sources média Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.	

* Compatible avec les appareils iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et modèles ultérieurs, ainsi qu'avec les appareils iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Air (4e génération) et iPad (6e génération).
 Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation de certaines fonctions et de la technologie sans-fil.

- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.
- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires Starkey fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.